

MIFOCAT code

1 File: load_dataset_v1.py

Bahasan:

Berikut **penjelasan isi kode secara lengkap dan dipilah berdasarkan blok fungsinya**, dari atas ke bawah. Saya jelaskan **tujuan, alur data, dan alasan teknisnya**, khusus untuk konteks **preprocessing citra medis 3D (ACDC dataset – MRI jantung)**.

(Sumber kode:)

1 Header & Import Library

```
import numpy as np
import nibabel as nib
import glob
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
import matplotlib.pyplot as plt
from tifffile import imsave
from scipy.ndimage import zoom
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
```

Fungsi blok ini

- **NumPy** → manipulasi array 3D
- **Nibabel (nib)** → membaca file medis .nii.gz (MRI)
- **glob** → membaca banyak file dengan pola tertentu
- **to_categorical** → one-hot encoding untuk mask segmentasi
- **matplotlib** → visualisasi slice 2D
- **scipy.ndimage.zoom** → resize volume 3D
- **MinMaxScaler** → normalisasi intensitas citra (0–1)

```
scaler = MinMaxScaler()
```

➡ Digunakan global untuk normalisasi intensitas citra MRI.

2 Fungsi resize_volume()

```
def resize_volume(data, new_shape=(128, 128, 128)):
```

Tujuan

Mengubah ukuran **volume 3D MRI** menjadi ukuran standar (128,128,128).

Cara kerja

```
scale_factors = [n / float(o) for n, o in zip(new_shape, data.shape)]
```

```
resized_data = zoom(data, zoom=scale_factors, mode='nearest')
```

- Menghitung **rasio skala tiap dimensi**
- **zoom()** melakukan interpolasi
- **mode='nearest':**
 - o Penting untuk **mask segmentasi**
 - o Mencegah nilai label baru muncul (misalnya 1.3, 2.7)

🔴 Fungsi ini sangat penting untuk menyamakan ukuran input model deep learning

3 Load & Normalisasi Data Contoh (Training – Patient 002)

Path dataset

```
TRAIN_DATASET_PATH = '.../trainingACDC17/'
```

Load citra End-Diastole (ED)


```
test_image_diastole = nib.load(...frame01.nii.gz).get_fdata()
```

- Membaca MRI 3D
- Bentuk data: (H, W, Slice)

Normalisasi intensitas

```
test_image_diastole = scaler.fit_transform(  
    test_image_diastole.reshape(-1, test_image_diastole.shape[-1])  
)  
.reshape(test_image_diastole.shape)
```

🔗 Kenapa reshape?

- MinMaxScaler hanya menerima data 2D
 - Jadi volume 3D → diratakan → dinormalisasi → dibentuk kembali
-

4) Load Mask Segmentasi

```
test_mask_diastole = nib.load(..._gt.nii.gz).get_fdata()  
test_mask_diastole = test_mask_diastole.astype(np.uint8)
```

Isi mask

```
np.unique(test_mask_diastole)
```

Biasanya:

- 0 → background
 - 1–4 → struktur jantung (LV, RV, Myocardium, dll)
-

5) Load Data End-Systole (ES)

Blok ini **identik** dengan ED:

- Load citra frame12
- Normalisasi
- Load mask
- Cek nilai unik

🔗 ED & ES diproses **terpisah** karena fase jantung berbeda.

6) Visualisasi Slice 2D (Sebelum Resize)

```
n_slice = 2
```

```
plt.imshow(test_image_diastole[:, :, n_slice])
```

Tujuan

- Debugging
 - Memastikan:
 - o Citra dan mask sejajar
 - o Segmentasi benar
 - o Tidak terbalik / rusak
-

7) Resize Volume ke 128³

```
resized_image_diastole = resize_volume(test_image_diastole)
```

```
resized_mask_diastole = resize_volume(test_mask_diastole)
```

🔗 Standarisasi ukuran input untuk CNN 3D

8) Menambahkan Channel (4D Tensor)

```
resized_diastole_4d = np.expand_dims(resized_image_diastole, axis=3)
```

Hasil:

```
(128, 128, 128, 1)
```

🔗 Format wajib untuk CNN 3D (TensorFlow / Keras)

9 Visualisasi Setelah Resize

```
plt.imshow(resized_diastole_4d[:, :, n_slice, 0])
```

Tujuan:

- Memastikan resize tidak merusak anatomi
- Mask masih sesuai citra

10 Preprocessing Dataset Testing (Batch Processing)

Ambil semua file ED testing

```
list_img_ed = sorted(glob.glob(TEST_DATASET_PATH + '*/patient*_frame01.nii.gz'))
```

```
list_mask_ed = sorted(glob.glob(TEST_DATASET_PATH + '*/patient*_frame01_gt.nii.gz'))
```

📌 Otomatis membaca **semua pasien testing**

11 Loop Proses Semua Pasien ED

```
for img in range(len(list_img_ed)):
```

Isi loop:

1. Load citra
2. Normalisasi
3. Load mask
4. Resize
5. Tambah channel
6. Validasi isi mask
7. One-hot encoding
8. Simpan .npy

12 Filtering Mask Kosong

```
val, counts = np.unique(resized_mask_ed, return_counts=True)
```

```
if (1 - (counts[0]/counts.sum())) > 0.01:
```

Artinya

- Hitung persentase **non-background**
- Jika objek jantung < 1% → **tidak disimpan**

📌 Ini mencegah:

- Data kosong
- Noise
- Slice tidak berguna

13 One-Hot Encoding Mask

```
resized_mask_ed = to_categorical(resized_mask_ed, num_classes=5)
```

Hasil:

```
(128, 128, 128, 5)
```

📌 **Format target untuk multi-class segmentation**

14 Menyimpan Data

```
np.save('../images/image_XXX_ed.npy', resized_img_ed_1)
```

```
np.save('../masks/mask_XXX_ed.npy', resized_mask_ed)
```

Format akhir:

- **Image** → (128,128,128,1)

- **Mask** → (128,128,128,5)

Siap dipakai untuk:

- 3D U-Net
- V-Net
- Attention UNet 3D

15 Blok ES (Dikomentari)

Bagian terakhir **sama persis** dengan ED:

- Hanya beda:
 - o Frame bukan frame01
 - o Disimpan sebagai ES

📌 Dikomentari kemungkinan:

- Fokus hanya testing ED
- Menghemat waktu proses

✓ Ringkasan Fungsi Utama Kode

Blok	Fungsi
Import	Library medis & ML
resize_volume	Standarisasi volume 3D
Normalisasi	Samakan intensitas MRI
Visualisasi	Debug & validasi
Resize + Channel	Format input CNN
Filtering	Buang data kosong
One-hot mask	Target segmentasi
Save .npy	Dataset siap training

Kalau kamu mau, aku bisa:

- 🔍 Jelaskan **alur data ke model 3D U-Net**
- 🧠 Bedah **kenapa pakai MinMaxScaler**
- 📐 Bandingkan **resize vs crop**
- ⚡ Optimasi **pipeline biar lebih cepat**

Tinggal bilang mau fokus ke bagian mana 👍

2

File: load_dataset.py

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** untuk file **load_dataset.py** (yang baru kamu upload) dan **perbedaan utamanya** dibanding file **sebelumnya load_dataset_v1.py**. Saya pilah berdasarkan blok fungsinya dan alur prosesnya.

Sumber kode: dan

A) Penjelasan load_dataset.py (file baru) per blok fungsi

1) Import & dependensi utama

```
import SimpleITK as sitk
import os
from multiprocessing import pool
import pickle5 as pickle
import numpy as np
```



```
from skimage.transform import resize
```

Peran:

- **SimpleITK**: baca citra medis .nii.gz + akses metadata penting (spacing/voxel size).
- **multiprocessing.pool**: proses banyak pasien paralel (lebih cepat).
- **pickle**: simpan & load metadata pasien (patient_info.pkl).
- **skimage.resize**: resizing volume 3D.

2) resize_image(image, old_spacing, new_spacing, order=3)

```
def resize_image(image, old_spacing, new_spacing, order=3):
    new_shape = (int(np.round(old_spacing[0]/new_spacing[0]*float(image.shape[0])),
                    int(np.round(old_spacing[1]/new_spacing[1]*float(image.shape[1])),
                    int(np.round(old_spacing[2]/new_spacing[2]*float(image.shape[2]))))
    return resize(image, new_shape, order=order, mode='edge')
```

Fungsi blok ini:

- Mengubah ukuran volume **berdasarkan perubahan spacing**, bukan target shape tetap.
- new_shape dihitung dari rasio **old_spacing / new_spacing** → output jadi *secara fisik lebih konsisten*.
- order = derajat interpolasi:
 - o citra (continuous): biasanya 3 (cubic) atau 1 (linear)
 - o mask (label): harus “nearest/orde 0/1” biar label tidak menjadi pecahan
- mode='edge': padding menggunakan nilai tepi (mengurangi artefak di batas).

3) Mapping label patologi

```
str_to_ind = {'DCM':0, 'HCM':1, 'MINF':2, 'NOR':3, 'RV':4}
ind_to_str = {}
for k in str_to_ind.keys():
    ind_to_str[str_to_ind[k]] = k
```

Tujuan:

- Mengubah label string patologi (mis. DCM, NOR) menjadi indeks numerik, dan sebaliknya.
- Ini untuk klasifikasi/metadata dataset, bukan segmentasi mask.

4) Viewer (optional) view_patient_raw_data(patient, ...)

```
def view_patient_raw_data(patient, width=400, height=400):
    import batchviewer
    a = []
    a.append(patient['ed_data'][None])
    a.append(patient['ed_gt'][None])
    a.append(patient['es_data'][None])
    a.append(patient['es_gt'][None])
    batchviewer.view_batch(np.vstack(a), width, height)
```

Fungsi:

- Menampilkan 4 volume: **ED image, ED GT, ES image, ES GT**.
- Butuh library eksternal batchviewer (tidak diimport global).
- Ini biasanya hanya untuk inspeksi visual.

5) convert_to_one_hot(seg)

```
def convert_to_one_hot(seg):
    vals = np.unique(seg)
```



```

res = np.zeros([len(vals)] + list(seg.shape), seg.dtype)
for c in range(len(vals)):
    res[c][seg == c] = 1
return res

```

Tujuan:

- Mengubah mask label integer → tumpukan channel one-hot berbasis nilai unik yang ada.
- Contoh: jika mask punya label {0,1,2,3}, maka output channel = 4.

Catatan: ini *one-hot internal* untuk membantu resizing mask dengan aman.

6) Fungsi inti preprocessing: preprocess_image(itk_image, is_seg=False, spacing_target=(1,0.5,0.5), keep_z_spacing=False)

Bagian ini yang “paling penting” di file ini.

a) Ambil spacing & ubah citra ke numpy

```
spacing = np.array(itk_image.GetSpacing())[[2, 1, 0]]
```

```
image = sitk.GetArrayFromImage(itk_image).astype(float)
```

- GetSpacing() dari SimpleITK biasanya urutan (x,y,z), lalu dibalik jadi (z,y,x) agar selaras dengan array hasil GetArrayFromImage().

b) Opsi mempertahankan spacing Z

if keep_z_spacing:

```
spacing_target = list(spacing_target)
```

```
spacing_target[0] = spacing[0]
```

- Jika keep_z_spacing=True, maka target spacing pada dimensi Z **tidak diubah** (sering dipakai karena slice thickness Z bisa sangat berbeda).

c) Preprocess citra (bukan mask)

if not is_seg:

```
order_img = 3
```

if not keep_z_spacing:

```
order_img = 1
```

```
image = resize_image(image, spacing, spacing_target, order=order_img).astype(np.float32)
```

```
image -= image.mean()
```

```
image /= image.std()
```

- Resize berdasarkan spacing (fisik).
- Normalisasi: **zero-mean, unit-std** (standardization).

d) Preprocess mask (segmentation)

else:

```
tmp = convert_to_one_hot(image)
```

```
vals = np.unique(image)
```

```
results = []
```

```
for i in range(len(tmp)):
```

```
    results.append(resize_image(tmp[i].astype(float), spacing, spacing_target, 1)[None])
```

```
image = vals[np.vstack(results).argmax(0)]
```

Strateginya:

1. Mask → one-hot per kelas (tmp)
2. Resize tiap channel dengan interpolasi orde 1
3. Ambil argmax untuk mengembalikan label integer yang dominan per voxel

🔴 Ini cara umum untuk **menghindari label jadi pecahan** saat resizing.

7) load_dataset(ids=range(101), root_dir=...)


```
def load_dataset(ids=range(101), root_dir=".../preprocessed dataset 3d/"):
    with open(os.path.join(root_dir, "patient_info.pkl"), 'r') as f:
        patient_info = cPickle.load(f)
    ...
```

Tujuan:

- Load dataset yang sudah dipreproses (file .npy per pasien: pat_XXX.npy)
- Isi data[i] memuat:
 - o metadata: height, weight, pathology
 - o volume: ed_data, ed_gt, es_data, es_gt



Catatan penting:

- Di kode ini ada inkonsistensi: pickle5 as pickle diimport, tapi di sini memakai cPickle (tidak diimport). Secara praktik, baris ini bisa error kecuali environment kamu punya cPickle alias tertentu. (Ini bug kecil di bagian loader.)

8) process_patient(args) — proses satu pasien (dipanggil paralel)

Tugasnya:

1. Bentuk path pasien patient%03d
2. Baca file ED & ES sesuai frame dari patient_info
3. Preprocess semua (citra+mask)
4. Stack menjadi array:
 - o index 0: ED image
 - o index 1: ED seg
 - o index 2: ES image
 - o index 3: ES seg
5. Simpan pat_XXX.npy

Bagian kunci:

```
images[k] = preprocess_image(images[k], is_seg=(k == "ed_seg" or k == "es_seg"),
                             spacing_target=(10, 1.25, 1.25), keep_z_spacing=keep_z_spc)
```

- Target spacing yang dipakai saat run: **(10, 1.25, 1.25)** (Z jauh lebih besar).

9) generate_patient_info(folder)

```
nfo = np.loadtxt(os.path.join(fldr, "Info.cfg"), dtype=str, delimiter=': ')
patient_info[id]['ed'] = int(nfo[0, 1])
patient_info[id]['es'] = int(nfo[1, 1])
...
```

Tujuan:

- Baca Info.cfg tiap pasien, ambil:
 - o frame ED & ES
 - o height, weight
 - o pathology

Output: dictionary patient_info.

10) run_preprocessing(folder, folder_out, keep_z_spacing=True)

- Generate patient_info
- Simpan patient_info.pkl
- Multiprocessing 8 worker:

```
p = pool.Pool(8)
```



```
p.map(process_patient, zip(ids, [patient_info]*101, [folder]*101, [folder_out]*101,
[keep_z_spacing]*101))
```

Tujuan: preprocessing 101 pasien training lebih cepat.

11) main() + entry point

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Menjalankan preprocessing dari folder training ke folder output.

B) Perbedaan utama dengan load_dataset_v1.py (file sebelumnya)

Berikut perbedaannya yang paling “besar” dan berdampak ke hasil dataset:

Sumber pembandingan:

1) Library pembaca NIfTI: SimpleITK vs NiBabel

- **File baru (load_dataset.py):** pakai SimpleITK
 - o kuat di metadata (spacing, orientasi, resampling berbasis fisik)
- **File lama (load_dataset_v1.py):** pakai nibabel
 - o baca data mudah, tapi pipeline kamu lebih “array-based” (lebih manual)

2) Cara resize: berbasis spacing vs berbasis shape tetap

- **File baru:** resize ditentukan oleh **target spacing** (10,1.25,1.25) → output shape bisa beda-beda tergantung data asli.
- **File lama:** resize selalu ke **new_shape = (128,128,128)** → shape output selalu sama.

Dampak:

- File baru lebih “medically consistent” (fisik voxel seragam).
- File lama lebih “DL friendly” karena semua input fixed-size.

3) Normalisasi intensitas citra

- **File baru:** standardization → $\text{image} = (\text{image} - \text{mean}) / \text{std}$
- **File lama:** MinMaxScaler → skala 0–1 per volume

4) Penanganan mask saat resize

- **File baru:** one-hot → resize per channel → argmax (lebih aman untuk label)
- **File lama:** `scipy.ndimage.zoom(mode='nearest')` dipakai langsung untuk mask (juga aman, tapi pendekatannya berbeda)

5) Struktur output data yang disimpan

- **File baru:** simpan **1 file per pasien:** `pat_XXX.npy` berisi 4 volume [ed, ed_seg, es, es_seg]
- **File lama:** simpan **terpisah** per fase:
 - o ED image/mask disimpan ke folder ED
 - o (ES ada tapi dikomentari / belum aktif)
 - o Nama file menggunakan offset `img+101` untuk testing ED

6) Cakupan dataset: training vs testing

- **File baru:** fokus preprocessing **training** (`ids range(101)`), mengambil ED/ES berdasarkan `Info.cfg`
- **File lama:** contoh tampilkan `patient002`, lalu loop memproses **testing ED** (`testingACDC17_baru`) dan menyimpan jika mask tidak kosong

7) Paralelisasi

- **File baru:** multiprocessing `Pool(8)` → lebih cepat di banyak pasien
- **File lama:** loop biasa (single process)

8) Filtering data berdasarkan isi mask

- **File lama:** ada filter `non-background > 1%` sebelum save
- **File baru:** tidak ada filter semacam itu (semua pasien yang lengkap akan disimpan)

C) Ringkas super cepat (biar gampang diingat)

- load_dataset.py = **pipeline preprocessing “serius” berbasis spacing** + metadata + multiprocessing + simpan per pasien 4 volume.
- load_dataset_v1.py = **pipeline sederhana fixed-shape (128³)** + normalisasi 0–1 + fokus generate .npy khusus ED testing dengan filter isi mask.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu juga:

- Menentukan mana yang **lebih cocok** untuk arsitektur yang kamu pakai (3D U-Net fixed input vs patch-based).
- Menyamakan output kedua pipeline supaya format dataset konsisten (mis. semua jadi (128,128,128,1) + one-hot (128,128,128,5)).

3 | File : cek kelas groundtruth.py

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **cek kelas groundtruth.py** dan saya pilah berdasarkan **blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1) Header file & metadata

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Sun Mar 17 14:42:20 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Menandai encoding file UTF-8.
- Komentar metadata (tanggal dibuat & author). Tidak memengaruhi eksekusi program.

2) Import library

```
import cv2 as cv
```

```
import numpy as np
```

```
from matplotlib import pyplot as plt
```

Fungsi masing-masing:

- **cv2 (OpenCV)**: membaca & menulis gambar (imread, imwrite)
- **numpy**: operasi array (mencari nilai unik, masking)
- **matplotlib**: menampilkan gambar dalam plot

3) Menentukan path file mask (groundtruth) & membaca gambar

```
mask_path = "D:/.../Pasien101_2_ed_gt.png"
```

```
mask = cv.imread(mask_path, 0)
```

Fungsi blok ini:

- mask_path: lokasi file groundtruth (format PNG).
- cv.imread(mask_path, 0):
 - o mode 0 artinya **grayscale** (hasilnya array 2D).
 - o mask berisi nilai intensitas piksel 0–255.

 Catatan penting:

- Karena ini **mask segmentasi**, nilai pixel biasanya bukan “warna” biasa, tapi **kode kelas** (misal 0=background, 85=RV, dst tergantung format dataset PNG yang dibuat).

4) Mengecek nilai unik pada mask

```
unique_values = np.unique(mask)
print("Unique values in the mask:", unique_values)
```

Fungsi blok ini:

- np.unique(mask) mengambil semua nilai pixel yang muncul pada mask.
- Output ini dipakai untuk:
 - o memastikan mask memang berisi beberapa kelas,
 - o mengetahui kode label yang dipakai dalam file PNG tersebut.

Contoh kemungkinan output:

- [0, 85, 170, 255] atau [0,1,2,3] tergantung encoding mask.

5) Membuat mask biner per kelas (RV, Myo, LV)

```
kelas1 = np.where(mask == unique_values[1], 255, 0).astype(np.uint8) if len(unique_values) > 1 else np.zeros_like(mask)
```

```
kelas2 = np.where(mask == unique_values[2], 255, 0).astype(np.uint8) if len(unique_values) > 2 else np.zeros_like(mask)
```

```
kelas3 = np.where(mask == unique_values[3], 255, 0).astype(np.uint8) if len(unique_values) > 3 else np.zeros_like(mask)
```

Apa yang dilakukan?

- Membuat **tiga gambar biner**:
 - o kelas1: piksel yang sama dengan unique_values[1] dibuat putih (255), lainnya hitam (0)
 - o kelas2: untuk unique_values[2]
 - o kelas3: untuk unique_values[3]

Kenapa pakai unique_values[1], [2], [3]?

- Karena unique_values[0] hampir pasti **background** (biasanya 0).
- Kelas objek dimulai dari indeks 1.

Kenapa ada if len(unique_values) > ...?

- Untuk menghindari error jika mask hanya punya 1–2 kelas.
- Kalau kelasnya tidak ada, dibuat gambar kosong np.zeros_like(mask).

Catatan penting (potensi masalah):

- Kode ini **mengasumsikan urutan nilai unik** merepresentasikan urutan kelas (RV, Myo, LV). Kalau ternyata nilai uniknya tidak konsisten / urutannya berbeda dari definisi kelas, maka mapping RV/Myo/LV bisa tertukar.

6) Menyimpan hasil tiap kelas menjadi file PNG baru

```
cv.imwrite("D:/.../gt_rv_101_2.png", kelas1)
```

```
cv.imwrite("D:/.../gt_my_101_2.png", kelas2)
```

```
cv.imwrite("D:/.../gt_lv_101_2.png", kelas3)
```

Fungsi blok ini:

- Menulis hasil segmentasi per kelas sebagai **mask biner**:
 - o gt_rv_101_2.png → kelas1
 - o gt_my_101_2.png → kelas2
 - o gt_lv_101_2.png → kelas3

Tujuannya biasanya untuk:

- inspeksi visual per kelas,
- dipakai sebagai dataset multi-output,
- atau debugging preprocessing.

7) Visualisasi (plot) groundtruth dan masing-masing kelas

```
plt.figure(figsize=(12, 8))
```

```
plt.subplot(231)
plt.title('Groundtruth')
plt.imshow(mask, cmap='gray')
```

```
plt.subplot(232)
plt.title('RV')
plt.imshow(kelas1, cmap='gray')
```

```
plt.subplot(233)
plt.title('Myo')
plt.imshow(kelas2, cmap='gray')
```

```
plt.subplot(234)
plt.title('LV')
plt.imshow(kelas3, cmap='gray')
```

```
plt.show()
```

Fungsi blok ini:

- Membuat figure ukuran besar agar jelas.
- Menampilkan:
 1. Mask asli (groundtruth)
 2. Mask biner RV
 3. Mask biner Myo
 4. Mask biner LV

📌 Ada subplot yang dikomentari:

```
# plt.title('Citra Asli')
```

```
# plt.imshow(mask, cmap='gray')
```

Ini awalnya mungkin ingin menampilkan citra asli (image), tapi yang dipakai tetap mask, jadi dikomentari.

Ringkasan tujuan keseluruhan program

Program ini dipakai untuk:

1. Membaca **groundtruth PNG** (mask segmentasi).
2. Mengecek **kode kelas** yang ada di mask (np.unique).
3. Memisahkan mask menjadi **3 mask biner** (per kelas).
4. Menyimpan masing-masing kelas sebagai file PNG.
5. Menampilkan hasil pemisahan untuk verifikasi visual.

Kalau kamu ingin, aku bisa bantu rapikan agar mapping kelas **tidak bergantung urutan unique_values**, misalnya kamu bisa tentukan eksplisit:

- `background = 0`

- RV = 1 (atau 85)
- Myo = 2 (atau 170)
- LV = 3 (atau 255)

Jadi aman walau nilai uniknya berubah-ubah antar file.

4 File : cek npy.py

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **cek npy.py** dan saya pilah **berdasarkan blok fungsinya**, dari atas ke bawah, dengan fokus pada **tujuan, alur data, dan peran tiap baris kode**.

(Sumber kode:)

1 Header & metadata file

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

Created on Wed Feb 14 09:48:15 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Menentukan encoding UTF-8 (aman untuk komentar non-ASCII).
- Komentar metadata (tanggal & penulis).
- Tidak memengaruhi eksekusi program.

2 Import library

```
import os
import numpy as np
import keras
from matplotlib import pyplot as plt
import glob
import random
import os
from custom_datagen import imageLoader
import tensorflow as tf
```

Penjelasan per library:

- os → operasi direktori & path file
- numpy → load & manipulasi array .npy
- keras, tensorflow → konteks deep learning (tidak dipakai langsung di visualisasi)
- matplotlib.pyplot → menampilkan citra & mask
- glob → pencarian file berbasis pola (tidak dipakai di script ini)
- random → memilih data & slice secara acak
- custom_datagen.imageLoader → *data generator* (diimport tapi **tidak digunakan** di script ini)

📌 Catatan:

- Ada **import redundan** (os dua kali).
- Ada **import tidak terpakai** (glob, keras, tf, imageLoader) → aman, tapi bisa dirapikan.

3 Penentuan direktori dataset

```
train_img_dir = ".../train/images/"
```



```
train_mask_dir = ".../train/masks/"
```

Fungsi blok ini:

- Menentukan lokasi dataset training hasil preprocessing.
- Struktur dataset:

train/

```
├── images/ → file .npy citra 3D
└── masks/  → file .npy mask 3D (one-hot)
```

4) Mengambil daftar file citra & mask

```
img_list = os.listdir(train_img_dir)
msk_list = os.listdir(train_mask_dir)
num_images = len(os.listdir(train_img_dir))
```

Fungsi blok ini:

- Mengambil seluruh nama file .npy di folder images dan masks.
- num_images = jumlah data training.

📌 Asumsi penting:

- Urutan file di images/ dan masks/ **harus sinkron** (nama dan urutan sesuai).

5) Memilih satu sampel secara acak

```
img_num = random.randint(0, num_images-1)
```

Fungsi:

- Memilih **satu volume 3D secara acak** untuk dicek secara visual.
- Berguna untuk:
 - o sanity check dataset
 - o debugging preprocessing

6) Load data .npy (image & mask)

```
test_img = np.load(train_img_dir + img_list[img_num])
test_mask = np.load(train_mask_dir + msk_list[img_num])
```

Bentuk data yang diharapkan

- test_img → (128, 128, 128, 1)
- test_mask → (128, 128, 128, C)
(C = jumlah kelas, misalnya 5)

7) Mengubah mask one-hot → label integer

```
test_mask = np.argmax(test_mask, axis=3)
```

Fungsi blok ini:

- Mengubah mask dari **one-hot encoding** ke **label kelas tunggal**.
- Contoh:
 - o [0,0,1,0,0] → 2
- Hasil akhir:
- test_mask.shape = (128, 128, 128)

📌 Ini langkah penting sebelum visualisasi, karena:

- imshow tidak cocok untuk tensor one-hot 4D.

8) Memilih slice acak pada sumbu Z

```
n_slice = random.randint(0, test_mask.shape[2])
```

Fungsi:

- Memilih satu **slice 2D** dari volume 3D.
- Sumbu ke-3 (axis=2) = arah Z (slice MRI).

9 Visualisasi citra & mask

```
plt.figure(figsize=(12, 8))
```

Membuat kanvas besar agar detail terlihat jelas.

9a Visualisasi citra

```
plt.subplot(221)
```

```
plt.imshow(test_img[:, :, n_slice, 0], cmap='gray')
```

```
plt.title('Image flair')
```

Penjelasan:

- Menampilkan citra MRI slice ke-`n_slice`.
- `[..., 0]` → channel ke-0 (karena ini citra 1-channel).
- `cmap='gray'` → standar citra medis.

🔴 Label 'Image flair' kemungkinan:

- Copy dari kode MRI otak (FLAIR),
- Padahal dataset ini **MRI jantung ACDC** → hanya label teks, tidak memengaruhi isi.

9b Visualisasi mask

```
plt.subplot(222)
```

```
plt.imshow(test_mask[:, :, n_slice])
```

```
plt.title('Mask')
```

Fungsi:

- Menampilkan mask segmentasi hasil argmax.
- Warna default matplotlib mewakili kelas berbeda.

9c Subplot lain (dikomentari)

```
# plt.subplot(222)
```

```
# plt.imshow(test_img[:, :, n_slice, 1], cmap='gray')
```

```
# plt.title('Image t1ce')
```

Makna:

- Script ini tampaknya diadaptasi dari:
 - o MRI otak multi-modal (FLAIR, T1CE, T2)
- Namun untuk ACDC:
 - o hanya **1 channel**, jadi bagian ini tidak dipakai.

10 Menampilkan hasil

```
plt.show()
```

Menampilkan semua subplot ke layar.

✓ Ringkasan fungsi keseluruhan script

Script **cek npy.py** digunakan untuk:

1. Membaca dataset training hasil preprocessing (.npz)
2. Memilih satu volume 3D secara acak
3. Mengonversi mask dari one-hot → label kelas
4. Mengambil satu slice 2D acak
5. Menampilkan **citra vs mask** untuk validasi visual

🎯 Tujuan utamanya:

- Mengecek apakah:
 - o citra dan mask sejajar
 - o preprocessing benar
 - o channel & dimensi sesuai
 - o label mask masuk akal

⚠️ Catatan penting (debug & improvement)

1. **Import tidak terpakai**
 - o keras, tf, glob, imageLoader → bisa dihapus
2. **Label "Image flair" tidak relevan**
 - o Bisa diganti → Image MRI atau Image ED
3. **Sinkronisasi image-mask**
 - o Aman jika nama file konsisten
 - o Lebih aman jika:
 - o `img_list.sort()`
 - o `msk_list.sort()`

Kalau kamu mau, aku bisa:

- Membuat versi script ini **lebih rapi & minimal**
- Menambahkan **overlay mask di atas citra**
- Menampilkan **semua kelas mask dengan colormap khusus**
- Mengecek **value range & distribusi kelas mask**

Tinggal bilang mau fokus ke bagian mana 👍

5 | File : combined_images.py

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **combined_images.py** dan saya pilah berdasarkan **blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1) Header & import library

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import os
import re
```

Fungsi tiap import:

- **cv2 (OpenCV)**: baca gambar (`imread`), konversi warna (`cvtColor`), tulis gambar (`imwrite`)
- **numpy**: operasi array/masking boolean (dipakai untuk threshold mask)
- **os**: path & manipulasi folder/list file
- **re**: regex untuk ambil nomor pasien dari nama file

2) Fungsi `create_folder(patient_id, saved_directory)`

```
def create_folder(patient_id, saved_directory):
    loss_dir = os.path.join(saved_directory, "focalctc")
    patient_dir = os.path.join(loss_dir, f"Pasien {patient_id}")
```



```
os.makedirs(loss_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(patient_dir, exist_ok=True)
```

```
return loss_dir, patient_dir
```

Tujuan

Membuat struktur folder output untuk menyimpan hasil gabungan overlay:

- folder utama untuk metode/loss tertentu: .../focalctc/
- subfolder per pasien: .../focalctc/Pasien <id>/

Kenapa exist_ok=True?

Kalau folder sudah ada, program **tidak error**.

3) Fungsi natural_sort_key(s)

```
def natural_sort_key(s):
    return [int(text) if text.isdigit() else text.lower() for text in re.split('(\d+)', s)]
```

Tujuan

Membuat sorting “manusiawi” (natural sort) untuk nama file yang mengandung angka.

Contoh:

- Sort biasa: img1, img10, img2
- Natural sort: img1, img2, img10

Cara kerja singkat

- re.split('(\d+)', s) memecah string jadi bagian teks dan angka
 - angka diubah ke int supaya urutan numeriknya benar
-

4) Fungsi inti combined_images(...)

```
def combined_images(sorted_imgs, sorted_myo, sorted_rv, sorted_lv, image_dir, myo_dir, rv_dir,
lv_dir, saved_directory):
    for index, (img, myo_mask, rv_mask, lv_mask) in enumerate(zip(sorted_imgs, sorted_myo,
sorted_rv, sorted_lv)):
```

```
        ...
```

Fungsi ini melakukan loop per-slice, lalu:

1. memastikan file image + mask berasal dari pasien yang sama
 2. load image & mask
 3. overlay mask ke citra
 4. simpan hasil overlay ke folder output
-

4.1) Ekstraksi nomor pasien dari nama file (regex)

```
match_img = re.search(r'Pasien(\d+)_', img)
```

```
...
```

```
if match_img ... and match_img.group(1) == match_myo.group(1) == match_rv.group(1) ==
match_lv.group(1):
```

```
    patient_id = match_img.group(1)
```

```
else:
```

```
    print("Tidak dapat mengekstrak...")
```

```
    continue
```

Tujuan:

- Mengambil angka pasien dari nama file yang polanya seperti:
Pasien101_...png

Validasi penting:

- Program hanya lanjut kalau:
 - o semua file berhasil diambil patient id-nya
 - o dan semuanya sama (image, myo, rv, lv sinkron)

Kalau tidak, dilewati (continue) untuk mencegah overlay salah pasangan.

4.2) Membuat folder output pasien

```
loss_dir, patient_dir = create_folder(patient_id, saved_directory)
```

Hasilnya: output disimpan dalam folder pasien tersebut.

4.3) Menyusun path file & debugging print

```
img_path = os.path.join(image_dir, img)
```

```
...
```

```
print(f"images = {img_path}")
```

```
...
```

Tujuan:

- Membentuk path file lengkap untuk dibaca OpenCV
 - Print dipakai untuk memastikan file yang diproses benar
-

4.4) Membaca image & mask (grayscale)

```
imgs = cv.imread(img_path, 0)
```

```
myo_mask = cv.imread(myo_mask_path, 0)
```

```
rv_mask = cv.imread(rv_mask_path, 0)
```

```
lv_mask = cv.imread(lv_mask_path, 0)
```

- Mode 0 = grayscale → output array 2D
 - Mask diasumsikan berupa gambar biner / grayscale yang >0 berarti “ada prediksi”.
-

4.5) Konversi citra ke RGB/BGR untuk overlay warna

```
img_rgb = cv.cvtColor(imgs, cv.COLOR_GRAY2BGR)
```

OpenCV menyimpan warna dalam urutan **BGR**, bukan RGB.

Kenapa perlu diubah?

- Kalau tetap grayscale, tidak bisa mewarnai area mask dengan warna tertentu (3 channel).
-

4.6) Membuat mask boolean (area objek)

```
myo_mask_1 = myo_mask > 0
```

```
rv_mask_1 = rv_mask > 0
```

```
lv_mask_1 = lv_mask > 0
```

Tujuan:

- Ubah mask menjadi boolean:
 - o True untuk pixel yang termasuk objek
 - o False untuk background

Ini yang dipakai untuk indexing overlay:

```
img_rgb[myo_mask_1] = [235, 183, 0]
```

4.7) Overlay warna ke citra

```
# img_rgb[lv_mask_1] = [139, 51, 204] # magenta
```

```
img_rgb[myo_mask_1] = [235, 183, 0] # cyan
```

```
# img_rgb[rv_mask_1] = [255, 0, 17] # pink
```

Yang aktif hanya myocardium (myo):

- myo_mask_1 diberi warna [235, 183, 0] (ingat: ini BGR di OpenCV)

RV dan LV dikomentari, jadi saat ini script:

✓ menggabungkan **citra + prediksi myocardium** saja

✗ belum menampilkan RV/LV (tapi sudah disiapkan)

📌 Catatan: komentarnya bilang “cyan/magenta/pink”, tapi angka warnanya belum tentu sesuai label warna yang kamu maksud (karena BGR). Tapi fungsinya tetap: memberi warna tetap pada area mask.

4.8) Menyimpan gambar hasil overlay

```
name_file_images = os.path.join(patient_dir, f"Pasien{patient_id}_{index+1}_img.png")
```

```
cv.imwrite(name_file_images, img_rgb)
```

- Nama file output dibuat berurutan berdasarkan index+1
- Disimpan per pasien di folder output

5) Fungsi main() — loop pasien 101 sampai 150

for i in range(101, 151):

Tujuan

Memproses pasien test dari **101–150** (50 pasien).

5.1) Menentukan direktori input per pasien

```
image_dir = ".../Pasien {i}/images/"
```

```
myo_dir = ".../Pasien {i}/prediksi myocardium/"
```

```
rv_dir = ".../Pasien {i}/prediksi right ventricel/"
```

```
lv_dir = ".../Pasien {i}/prediksi left ventricel/"
```

```
saved_directory = ".../Gabung citra dan myo/transunet/"
```

Makna struktur:

- image_dir: citra 2D ED yang sudah di-resize (128)
- myo_dir, rv_dir, lv_dir: hasil prediksi model (TransUNet) per kelas
- saved_directory: root output overlay

5.2) Validasi direktori prediksi ada atau tidak

```
if not os.path.exists(myo_dir) or not os.path.exists(rv_dir) or not os.path.exists(lv_dir):
```

```
    print("Jalur direktori tidak ditemukan...")
```

```
    continue
```

Tujuan:

- Kalau salah satu folder prediksi belum ada, pasien itu dilewati agar tidak error.

5.3) Ambil list file dan urutkan natural sort

```
get_imgs = os.listdir(image_dir)
```

```
sorted_imgs = sorted(get_imgs, key=natural_sort_key)
```

```
...
```

```
sorted_myo = sorted(get_myo, key=natural_sort_key)
```

```
sorted_rv = sorted(get_rv, key=natural_sort_key)
```

```
sorted_lv = sorted(get_lv, key=natural_sort_key)
```

Tujuan:

- Menjaga urutan slice konsisten (slice1 cocok dengan slice1 mask, dst).

5.4) Panggil proses overlay


```
combined_images(sorted_imgs, sorted_myocardium, sorted_rv, sorted_lv, image_dir, myo_dir, rv_dir, lv_dir, saved_directory)
```

6) Entry point

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Agar script berjalan saat file dieksekusi langsung.

✓ Ringkasan tujuan keseluruhan script

Script ini dipakai untuk:

1. mengambil citra 2D ED per pasien (101–150),
2. mengambil mask prediksi per kelas (myo, rv, lv),
3. mengecek sinkronisasi ID pasien dari nama file,
4. overlay mask (saat ini **hanya myocardium**) ke citra grayscale,
5. menyimpan hasilnya per pasien ke folder output.

⚠ Catatan penting / potensi perbaikan

1. **Sinkronisasi slice hanya pakai zip**
 - zip(sorted_imgs, sorted_myocardium, sorted_rv, sorted_lv) akan berhenti di list terpendek.
 - Kalau jumlah slice di salah satu folder beda, sebagian data bisa tidak diproses tanpa disadari.
2. **RV/LV sudah dibaca tapi belum ditampilkan**
 - Tinggal uncomment baris overlay RV/LV.
3. **Komentar warna vs nilai BGR**
 - OpenCV pakai BGR, jadi komentar “cyan/pink/magenta” bisa meleset dari warna sebenarnya.
4. **Validasi file match lebih kuat**
 - Sekarang hanya cek “Pasien(\d+)_” → bagus, tapi tidak cek indeks slice. Jika urutan file kacau, bisa salah pasangan slice.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu ubah script ini jadi:

- overlay **3 kelas sekaligus** (myo+rv+lv) dengan transparansi (alpha blending),
- memastikan pairing berdasarkan **nomor slice** (bukan hanya urutan list),
- atau menghasilkan satu gambar “panel” (original + overlay + tiap mask) untuk setiap slice.

6 | File : custom_datagen.py

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **custom_datagen.py** dan saya pilah **berdasarkan blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1) Header & import

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Thu Feb 15 12:38:14 2024

@author: ramad

```
"""
```

```
import os
```



```
import numpy as np
```

Fungsi blok ini

- Header hanya metadata (tidak memengaruhi eksekusi).
- numpy dipakai untuk np.load dan menyusun batch menjadi array.
- os diimport tapi **tidak digunakan** di kode ini (bisa dihapus tanpa mengubah fungsi).

2) Fungsi load_img(img_dir, img_list)

```
def load_img(img_dir, img_list):  
    images=[]  
    for i, image_name in enumerate(img_list):  
        if (image_name.split('.')[1] == 'npz'):  
  
            image = np.load(img_dir+image_name)  
  
            images.append(image)  
    images = np.array(images)  
  
    return(images)
```

Tujuan

Membaca sekumpulan file **.npz** dari sebuah folder dan mengembalikannya sebagai **numpy array** (batch kecil).

Alur kerja per baris

- images=[] → list penampung sementara.
- Loop setiap image_name dalam img_list.
- Cek ekstensi:
 - if (image_name.split('.')[1] == 'npz'):
Artinya hanya file yang nama formatnya nama.npz yang diproses.
- Load file:
 - image = np.load(img_dir+image_name)
Ini akan menghasilkan array numpy, misalnya:
 - o citra: (128,128,128,1) atau
 - o mask: (128,128,128,5) (one-hot)
- images.append(image) → kumpulkan semua sampel.
- images = np.array(images) → jadikan satu array:
 - o hasil biasanya berbentuk:
o (batch, 128, 128, 128, channels)

Catatan penting (potensi masalah)

- img_dir+image_name raw string concat. Lebih aman pakai os.path.join(img_dir, image_name) supaya tidak salah slash.
- image_name.split('.')[1] bisa error kalau nama file punya banyak titik (mis. a.b.npz) atau tidak punya titik. Cara yang lebih aman: image_name.endswith(".npz").

3) Fungsi generator imageLoader(...)

```
def imageLoader(img_dir, img_list, mask_dir, mask_list, batch_size):
```

```
    L = len(img_list)
```

```
    #keras needs the generator infinite, so we will use while true
```



```
while True:
```

```
    batch_start = 0  
    batch_end = batch_size
```

```
    while batch_start < L:  
        limit = min(batch_end, L)
```

```
        X = load_img(img_dir, img_list[batch_start:limit])  
        Y = load_img(mask_dir, mask_list[batch_start:limit])
```

```
        yield (X,Y) #a tuple with two numpy arrays with batch_size samples
```

```
        batch_start += batch_size  
        batch_end += batch_size
```

Tujuan utama

Membuat **data generator** untuk Keras/TensorFlow yang:

- Mengambil data citra dan mask dari disk secara bertahap (batch),
- Menghasilkan pasangan (X, Y) terus menerus (infinite loop),
- Supaya training tidak perlu memuat semua data ke RAM.

Struktur loop-nya

a) Panjang dataset

```
L = len(img_list)
```

Jumlah sample = jumlah file image (diasumsikan sama dengan mask).

b) Infinite loop untuk Keras

```
while True:
```

Keras model.fit() membutuhkan generator yang bisa “mengalir” terus (tiap epoch Keras yang mengatur kapan berhenti).

c) Sliding window batching

```
batch_start = 0
```

```
batch_end = batch_size
```

Mulai dari indeks 0 sampai batch_size-1.

d) Loop sampai habis satu epoch (secara manual)

```
while batch_start < L:
```

```
    limit = min(batch_end, L)
```

- limit memastikan batch terakhir tidak melewati panjang data.

e) Load batch X dan Y

```
X = load_img(img_dir, img_list[batch_start:limit])
```

```
Y = load_img(mask_dir, mask_list[batch_start:limit])
```

- X = batch citra
- Y = batch mask
- Keduanya dibaca menggunakan fungsi load_img.

f) Menghasilkan batch ke Keras

```
yield (X, Y)
```

Keras akan menerima batch ini sebagai input train step.

g) Geser ke batch berikutnya

```
batch_start += batch_size
```

```
batch_end += batch_size
```


✓ Ringkasan fungsi keseluruhan file

File custom_datagen.py berisi **2 fungsi**:

1. **load_img()**
 - Memuat list file .npy dari folder → menjadi array batch.
2. **imageLoader()**
 - Generator batch untuk training Keras:
 - o baca citra & mask per batch,
 - o yield (X,Y) terus menerus.

⚠ Catatan penting untuk penggunaan yang benar

Agar generator ini bekerja mulus saat training:

1. **Urutan img_list & mask_list harus sinkron**
 - Kalau img_list tidak di-sort, bisa mismatch.
 - Biasanya lakukan:
 - img_list.sort()
 - mask_list.sort()
2. **Tidak ada shuffle**
 - Generator ini mengirim batch berurutan. Kalau ingin training lebih robust, biasanya perlu shuffle setiap epoch.
3. **Batch terakhir bisa lebih kecil**
 - Karena pakai min(batch_end, L), batch terakhir bisa kurang dari batch_size. Ini normal, tapi kadang kamu ingin drop remainder.
4. **I/O bisa lambat**
 - Load .npy tiap batch dari disk bisa bottleneck. Solusi umum:
 - o gunakan cache,
 - o gunakan tf.data,
 - o gunakan prefetch.

Kalau kamu mau, aku bisa bikinkan versi yang:

- otomatis sort() dan shuffle tiap epoch,
- pakai os.path.join,
- validasi bahwa image dan mask punya pasangan nama yang sama,
- atau migrasi ke tf.data.Dataset biar lebih cepat (prefetch, parallel map).

7

File :hitung_dice_2d.py

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **hitung_dice_2d.py** dan saya pilah berdasarkan **blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1) Header & metadata file

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Wed Jan 31 21:28:28 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Menetapkan encoding UTF-8.
 - Informasi tanggal dibuat & author (komentar saja, tidak memengaruhi eksekusi).
-

2) Import library

import numpy as np

Fungsi:

- Dipakai untuk operasi array (penjumlahan, perkalian elemen, cek NaN).
-

3) Fungsi utama: `dice_coefficient(groundtruth, predict)`

```
def dice_coefficient(groundtruth, predict):
```

Tujuan fungsi

Menghitung **Dice Similarity Coefficient (DSC)** antara:

- `groundtruth` = mask label asli
- `predict` = mask hasil prediksi model

Dice dipakai untuk mengukur kualitas segmentasi, terutama di citra medis.

3.1) Hitung intersection

```
intersection = np.sum(groundtruth * predict)
```

Makna:

- Jika `groundtruth` dan `predict` adalah mask biner (0/1), maka:
 - o perkalian elemen (*) akan menghasilkan 1 hanya pada pixel yang sama-sama 1.
 - o jumlahnya = jumlah pixel overlap.

Catatan penting:

- Ini mengasumsikan mask sudah biner atau setidaknya kompatibel (misal one-hot per kelas).
 - Kalau isinya label 0/1/2/3 tanpa one-hot, maka `groundtruth * predict` bukan intersection yang benar untuk multi-class.
-

3.2) Hitung total area groundtruth dan prediksi

```
sum_groundtruth = np.sum(groundtruth)
```

```
sum_predict = np.sum(predict)
```

Makna:

- Untuk mask biner:
 - o `sum_groundtruth` = jumlah pixel foreground pada GT
 - o `sum_predict` = jumlah pixel foreground pada prediksi
-

3.3) Cek kasus keduanya kosong

```
if sum_groundtruth + sum_predict == 0:
```

```
    return 0
```

Kasus yang ditangani:

- Jika `groundtruth` kosong **dan** prediksi kosong:
 - o rumus dice akan jadi 0/0 (tidak terdefinisi).
- Di kode ini diputuskan mengembalikan **0**.

Catatan evaluasi:

- Ada 2 kebiasaan di komunitas:
 - o mengembalikan **1** (karena keduanya sama-sama “benar” kosong)
 - o atau **0** (menghindari memberi skor tinggi pada kasus trivial)
 - Jadi keputusan `return 0` di sini adalah **pilihan desain**.
-

3.4) Hitung Dice coefficient

$\text{dice_coeff} = (2 * \text{intersection}) / (\text{sum_groundtruth} + \text{sum_predict})$

Rumus Dice:

```
[  
DSC = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}  
]
```

- A = groundtruth foreground
- B = predicted foreground

Nilai:

- 1.0 → overlap sempurna
- 0.0 → tidak overlap

3.5) Cek NaN (antisipasi pembagian tak valid)

if np.isnan(dice_coeff):

return 0

Fungsi:

- Jika karena alasan tertentu hasilnya NaN, kembalikan 0.
- Sebenarnya kasus NaN utama sudah ditangani di cek $\text{sum_groundtruth} + \text{sum_predict} == 0$, tapi ini menjadi guard tambahan.

3.6) Return nilai Dice

return dice_coeff

✓ Ringkasan fungsi keseluruhan file

File ini hanya berisi **1 fungsi** untuk menghitung Dice:

- Input: groundtruth, predict (umumnya 2D, tapi bisa juga 3D asalkan array biner)
- Output: angka float Dice coefficient

⚠ Hal penting yang perlu kamu tahu (supaya hasilnya “benar”)

1) Ini Dice untuk mask biner

Kalau kamu ingin Dice untuk multi-class segmentasi (mis. LV, RV, MYO), biasanya kamu lakukan per kelas:

- Ubah ke one-hot atau biner per kelas:
 - o $\text{gt} == \text{kelas_k}$
 - o $\text{pred} == \text{kelas_k}$
- Baru panggil `dice_coefficient(gt_bin, pred_bin)`

2) Jika GT dan pred sama-sama kosong, kode ini return 0

Kalau evaluasi kamu menganggap “kosong-kosong itu benar”, kamu mungkin ingin return 1 di kasus itu.

Kalau kamu mau, aku bisa bikinkan versi:

- Dice **per kelas** + rata-rata (mean dice)
- Dice 3D (volume) untuk dataset ACDC
- Dice dengan smoothing (biar stabil untuk objek kecil)

8 | File : `hitung_evaluasi_metrik.py`

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **hitung_evaluasi_metrik.py** dan saya pilah berdasarkan **blok fungsinya** (urut dari atas ke bawah).

Sumber kode:

1) Header & metadata

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""
```

```
Created on Mon Mar 18 09:17:43 2024
```

```
@author: ramad
```

```
"""
```

Hanya informasi file (encoding, tanggal, author). Tidak berpengaruh ke proses.

2) Import library & modul metrik

```
from keras.models import load_model
import cv2 as cv
import os
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from hitung_iou_2d import iou_2d
from hausdorff.hausdorff import hausdorff_distance
from hitung_dice_2d import dice_coefficient
from hitung_f1score_2d import f1_score_2d
from hitung_surface_distance_2d import surfd
from hitung_mcc_2d import mcc_2d
import csv
```

Fungsi blok ini

Script ini ingin menghitung metrik evaluasi segmentasi 2D:

- **IoU (Jaccard)** → `iou_2d`
- **Dice** → `dice_coefficient`
- **Hausdorff Distance** → `hausdorff_distance` (jarak tepi paling jauh)
- **Surface Distance** → `surfd` lalu dirata-ratakan
- Ada juga import **F1-score** dan **MCC** tapi penggunaannya dikomentari.



Catatan:

- `load_model`, `LabelEncoder`, `to_categorical` **tidak dipakai** di script ini (bisa sisa dari eksperimen lain).
 - Script ini **tidak melakukan inferensi model**, hanya evaluasi gambar hasil prediksi yang sudah tersimpan sebagai PNG.
-

3) Konfigurasi pasien yang dievaluasi + path direktori

`i = 104`

Artinya evaluasi fokus ke **Pasien 104**.

Lalu path untuk:

3.1 Direktori prediksi (hasil model)

- `direktori_predict_ed_myo`
- `direktori_predict_ed_rv`
- `direktori_predict_ed_lv`

Ini menunjuk ke folder hasil prediksi model U-Net (diceloss) pada fase **ED** per kelas.

3.2 Direktori ground truth (GT)

- direktori_gt_ed_myo
- direktori_gt_ed_rv
- direktori_gt_ed_lv

Ini menunjuk ke folder groundtruth resize 128 ED per kelas.

3.3 Lokasi simpan CSV & plot

simpan_csv = ".../Pasien {i}/"

Semua output evaluasi (CSV dan boxplot) disimpan di folder pasien tersebut.

4) Fungsi evaluasi per kelas

Script membagi evaluasi menjadi **3 fungsi** terpisah:

- hitung_evaluasi_metrik_myo(...)
- hitung_evaluasi_metrik_rv(...)
- hitung_evaluasi_metrik_lv(...)

Strukturnya **sama**, bedanya hanya folder input.

Di bawah ini saya jelaskan pola umumnya, lalu sebut bagian spesifiknya.

4A) hitung_evaluasi_metrik_myo(imgs, masks)

def hitung_evaluasi_metrik_myo(imgs, masks):

4A.1 Inisialisasi list penampung metrik per-slice

iou_list_myo = []

dice_list_myo = []

hausdorff_list_myo = []

surface_distance_list_myo = []

Setiap slice akan menghasilkan 1 nilai IoU, Dice, HD, dan mean surface distance.

4A.2 Membuka file CSV output

with open(simpan_csv + f'metrik_evaluasi_unet_myo_ed_Pasien {i}_acdc2017.csv', mode='w',
newline='') as file:

 writer = csv.writer(file, delimiter=';')

 writer.writerow(['Citra Ke', 'IoU', 'Dice', 'Hausdorff Distance', 'Surface Distance'])

- Menulis CSV dengan delimiter ; (umum di Excel Indonesia).
- Header kolom: nama citra, IoU, Dice, HD, Surface Distance.

4A.3 Validasi jumlah file prediksi vs GT

if len(imgs) != len(masks):

 print("Jumlah citra predict dan mask tidak sama...")

 return

Kalau jumlahnya beda, evaluasi dihentikan agar tidak pairing salah.

4A.4 Loop per-slice: pairing prediksi dan GT

for predict_filename, mask_filename in zip(imgs, masks):

 if predict_filename.endswith('.png') and mask_filename.endswith('.png'):

(a) Bentuk path lengkap

file_path_predict = os.path.join(direktori_predict_ed_myo, predict_filename)

file_path_mask = os.path.join(direktori_gt_ed_myo, mask_filename)

(b) Load gambar grayscale

img_predict_myo_ed = cv.imread(file_path_predict, 0)

img_gt_myo_ed = cv.imread(file_path_mask, 0)

(c) Konversi ke biner 0/1


```
bin_predict = np.where(img_predict_myoe == 255, 1, 0)
```

```
bin_gt = np.where(img_gt_myoe == 255, 1, 0)
```

Asumsi penting:

- Mask disimpan sebagai PNG biner: **255 = foreground**, 0 = background.

(d) Hitung metrik

```
iou_myoe = iou_2d(bin_gt, bin_predict)
```

```
dice_myoe = dice_coefficient(bin_gt, bin_predict)
```

```
hd_myoe = hausdorff_distance(bin_gt, bin_predict, distance='euclidean')
```

```
surface_myoe = surfdd(bin_gt, bin_predict, sampling=1, connectivity=1)
```

```
mean_surface_myoe = np.mean(surface_myoe)
```

Makna tiap metrik:

- **IoU**: overlap / union.
- **Dice**: overlap yang “lebih ramah” untuk objek kecil.
- **Hausdorff**: “jarak kesalahan terburuk” pada boundary (semakin kecil semakin baik).
- **Surface distance**: daftar jarak boundary; diambil **rata-rata**.

(e) Simpan ke list

```
iou_list_myoe.append(iou_myoe)
```

```
dice_list_myoe.append(dice_myoe)
```

```
hausdorff_list_myoe.append(hd_myoe)
```

```
surface_distance_list_myoe.append(mean_surface_myoe)
```

(f) Format angka koma untuk CSV

```
iou_myoe_str = str(iou_myoe).replace('.', ',')
```

...

Supaya Excel locale Indonesia tidak salah baca desimal.

(g) Tulis 1 baris ke CSV

```
writer.writerow([f"citra {predict_filename}", iou_myoe_str, dice_myoe_str, hd_myoe_str, mean_surface_myoe_str])
```

(h) Print log ke console

Untuk monitoring progress.

4A.5 Hitung rata-rata semua slice & tulis ke CSV

```
avg_iou = np.mean(iou_list_myoe)
```

```
avg_dice = np.mean(dice_list_myoe)
```

```
avg_hausdorff = np.mean(hausdorff_list_myoe)
```

```
avg_surface = np.mean(surface_distance_list_myoe)
```

...

```
writer.writerow(["Mean IoU", "Mean Dice", "Mean Hausdorff Distance", "Mean Surface Distance"])
```

```
writer.writerow([avg_iou_myoe_str, avg_dice_myoe_str, avg_hd_myoe_str, avg_surface_myoe_str])
```

4A.6 Return list metrik

```
return iou_list_myoe, dice_list_myoe, hausdorff_list_myoe, surface_distance_list_myoe
```

🔴 Catatan bug kecil:

Setelah return, ada print("Perhitungan ...") tapi **tidak pernah dieksekusi** karena fungsi sudah keluar.

4B) hitung_evaluasi_metrik_rv(imgs, masks)

Isinya sama persis dengan MYO, hanya beda:

- folder input prediksi: direktori_predict_rv
- folder GT: direktori_gt_rv
- nama file CSV: ..._rv_...

Output list:

- iou_list_rv, dice_list_rv, hausdorff_list_rv, surface_distance_list_rv

4C) hitung_evaluasi_metrik_lv(imgs, masks)

Sama persis lagi, hanya beda folder LV.

5) Fungsi visualisasi boxplot: plot_visualize(...)

```
def plot_visualize(iou_list_myo, dice_list_myo, hausdorff_list_myo, surface_list_myo,
                  iou_list_rv, dice_list_rv, hausdorff_list_rv, surface_list_rv,
                  iou_list_lv, dice_list_lv, hausdorff_list_lv, surface_list_lv):
```

Tujuan

Membuat **boxplot per metrik** untuk membandingkan distribusi nilai per kelas (MYO vs RV vs LV) pada pasien i.

Ada 4 boxplot yang dibuat:

1. boxplot IoU
2. boxplot Dice
3. boxplot Hausdorff Distance
4. boxplot Surface Distance

Contoh IoU:

```
boxplot = ax.boxplot([iou_list_myo, iou_list_rv, iou_list_lv], labels=[...], patch_artist=True)
ax.set_title('Mean IoU ACDC 2017')
plt.savefig(...'boxplot_mean_iou_pasien {i}_acdc2017.png')
```

📌 Catatan penting:

- Di dalam fungsi ini, warna boxplot ditentukan manual:
- colors = ['red', 'yellow', 'green']
- patch.set_facecolor(color)
- Boxplot menyimpan gambar ke folder simpan_csv.

6) main() — mengambil file, urutkan, panggil evaluasi + plot

```
def main():
    get_masks_myo = os.listdir(direktori_gt_ed_myo)
    sorted_masks_myo = sorted(get_masks_myo, key=lambda x: x.lower())
    ...
```

Langkah main:

1. Ambil daftar file GT per kelas (myo, rv, lv)
2. Sort lower-case (supayaurut konsisten)
3. Ambil daftar file prediksi per kelas
4. Sort juga
5. Panggil evaluasi:
6. iou_list_myo, dice_list_myo, ... = hitung_evaluasi_metrik_myo(sorted_predicts_myo, sorted_masks_myo)
7. Panggil plot_visualize(...)

7) Entry point

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Agar script langsung berjalan ketika dieksekusi.

✓ Ringkasan fungsi keseluruhan script

Script ini melakukan **evaluasi segmentasi 2D** untuk **Pasien tertentu (i=104)**, fase **ED**, dan menghitung metrik **per-slice** untuk tiap kelas:

- Myocardium
- Right ventricle
- Left ventricle

Output yang dihasilkan:

1. 3 file CSV (MYO, RV, LV) berisi nilai metrik per slice + mean
2. 4 gambar boxplot untuk membandingkan distribusi metrik antar kelas

⚠ Catatan penting / potensi masalah (biar hasil evaluasi akurat)

1. **Pairing prediksi–GT hanya berdasarkan urutan list**
 - o Kalau nama file tidak benar-benar matching, bisa tertukar slice.
 - o Lebih aman pairing berdasarkan nama file yang sama.
2. **Asumsi mask biner 255**
 - o Jika mask tidak benar-benar 255/0 (mis. 1/0), konversinya perlu disesuaikan.
3. **Kode duplikat**
 - o Fungsi MYO/RV/LV hampir sama → bisa disederhanakan jadi 1 fungsi umum.
4. `load_model`, `LabelEncoder`, `to_categorical` tidak dipakai → bisa dibersihkan.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu refactor script ini supaya:

- cukup 1 fungsi evaluasi untuk semua kelas (lebih ringkas),
- pairing file berdasarkan nama slice (lebih aman),
- menghasilkan 1 CSV gabungan untuk MYO/RV/LV sekaligus.

9 | File : `hitung_evaluasi_metrik_acdc2017.py`

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** untuk file `hitung_evaluasi_metrik_acdc2017.py` (yang baru) dan **beda utamanya** dibanding `hitung_evaluasi_metrik.py` (file sebelumnya). Saya pilah berdasarkan **blok fungsi/komponen** sesuai urutan kode.

Sumber kode: dan perbandingan:

A) Penjelasan `hitung_evaluasi_metrik_acdc2017.py` per blok fungsinya

1) Header & metadata

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Wed Jun 12 21:55:30 2024

@author: ramad

```
"""
```

Hanya metadata file (tidak memengaruhi eksekusi).

2) Import library & modul metrik

```
from keras.models import load_model  
import cv2 as cv  
import os  
import numpy as np  
from matplotlib import pyplot as plt  
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
```



```
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from hitung_iou_2d import iou_2d
from hausdorff.hausdorff import hausdorff_distance
from hitung_dice_2d import dice_coefficient
from hitung_f1score_2d import f1_score_2d
from hitung_surface_distance_2d import surfd
from hitung_mcc_2d import mcc_2d
import csv
```

Fungsi blok ini

Menyiapkan semua yang diperlukan untuk menghitung metrik evaluasi segmentasi 2D (berbasis file PNG prediksi vs ground truth):

- **IoU:** iou_2d(bin_gt, bin_pred)
- **Dice:** dice_coefficient(bin_gt, bin_pred)
- **Hausdorff Distance:** hausdorff_distance(...)
- **Surface Distance:** surfd(...) lalu diambil mean

📌 Catatan:

- load_model, LabelEncoder, to_categorical **tidak dipakai** di script ini (kemungkinan sisa dari eksperimen lain).
- f1_score_2d dan mcc_2d diimport tapi pemakaiannya dikomentari.

3) Loop utama untuk semua pasien test (101–150)

for i in range(101, 151):

Fungsi blok ini

Script akan melakukan evaluasi untuk **setiap pasien** dari **Pasien 101 sampai 150**.

Jadi output CSV + boxplot dibuat **per pasien**.

Ini perbedaan paling besar dari file sebelumnya yang hanya fokus 1 pasien.

4) Konfigurasi path input-output per pasien

Di dalam loop for i ..., kode membuat path:

4.1 Path prediksi per kelas (ED)

direktori_predict_ed_myo = f".../Pasien {i}/prediksi myocardium/"

direktori_predict_ed_rv = f".../Pasien {i}/prediksi right ventricel/"

direktori_predict_ed_lv = f".../Pasien {i}/prediksi left ventricel/"

4.2 Path ground truth per kelas (ED)

direktori_gt_ed_myo = f".../Pasien {i}/groundtruth myocardium/"

direktori_gt_ed_rv = f".../Pasien {i}/groundtruth right ventricel/"

direktori_gt_ed_lv = f".../Pasien {i}/groundtruth left ventricel/"

4.3 Folder output

simpan_csv = f".../Prediksi Pasien/Pasien {i}/"

Makna:

- Semua CSV & boxplot disimpan di folder pasien tersebut.

5) Fungsi evaluasi per kelas (MYO / RV / LV)

Di file ini ada **3 fungsi**, masing-masing untuk 1 kelas:

- hitung_evaluasi_metrik_myo(imgs, masks)
- hitung_evaluasi_metrik_rv(imgs, masks)
- hitung_evaluasi_metrik_lv(imgs, masks)

Strukturnya **hampir identik**, bedanya hanya folder input & nama output.

Pola kerja di setiap fungsi:

1. Buat list penampung metrik per-slice:
 2. `iou_list = []`
 3. `dice_list = []`
 4. `hausdorff_list = []`
 5. `surface_distance_list = []`
 6. Buat CSV dan tulis header:
 7. `with open(simpan_csv + f'...Pasien {i}....csv', 'w') as file:`
 8. `writer = csv.writer(file, delimiter=',')`
 9. `writer.writerow(['Citra Ke', 'IoU', 'Dice', 'Hausdorff Distance', 'Surface Distance'])`
 10. Validasi jumlah file prediksi vs GT:
 11. `if len(imgs) != len(masks): return`
 12. Loop per slice (`zip(imgs, masks)`):
 - o Baca prediksi & GT (grayscale):
 - o `img_pred = cv.imread(path_pred, 0)`
 - o `img_gt = cv.imread(path_gt, 0)`
 - o Konversi biner (asumsi foreground = 255):
 - o `bin_pred = np.where(img_pred == 255, 1, 0)`
 - o `bin_gt = np.where(img_gt == 255, 1, 0)`
 - o Hitung metrik:
 - o `iou = iou_2d(bin_gt, bin_pred)`
 - o `dice = dice_coefficient(bin_gt, bin_pred)`
 - o `hd = hausdorff_distance(bin_gt, bin_pred, distance='euclidean')`
 - o `surface = surfd(bin_gt, bin_pred, sampling=1, connectivity=1)`
 - o `mean_surface = np.mean(surface)`
 - o Simpan hasil ke list dan CSV (desimal diganti koma):
 - o `writer.writerow([..., str(iou).replace('.', ','), ...])`
 13. Setelah loop, hitung rata-rata semua slice:
 14. `avg_iou = np.mean(iou_list)`
 15. ...
 16. `writer.writerow(["Mean IoU", "Mean Dice", ...])`
 17. `writer.writerow([avg_iou_str, avg_dice_str, ...])`
- 🔴 Catatan bug kecil yang sama seperti file sebelumnya:
- Ada print("Perhitungan ... selesai") setelah return ... → **tidak pernah dieksekusi.**

6) Fungsi visualisasi `plot_visualize(...)`

`def plot_visualize(iou_list_myo, dice_list_myo, ... surface_list_lv):`

Fungsi blok ini

Membuat **4 boxplot** untuk membandingkan **MYO vs RV vs LV** pada pasien itu:

1. Mean IoU
2. Mean Dice
3. Mean Hausdorff Distance
4. Mean Surface Distance

Setiap plot:

- diberi warna box (red, yellow, green)
- disimpan ke file .png di folder `simpan_csv`

7) Fungsi `main()` + entry point


```
def main():
    get_masks_myo = os.listdir(direktori_gt_ed_myo)
    sorted_masks_myo = sorted(get_masks_myo, key=lambda x: x.lower())
    ...
    iou_list_myo, ... = hitung_evaluasi_metrik_myo(sorted_predicts_myo, sorted_masks_myo)
    ...
    plot_visualize(...)
```

Apa yang dilakukan:

- Mengambil daftar file mask GT dan prediksi dari tiap folder (MYO/RV/LV)
- Mengurutkan dengan lower() supaya konsisten
- Memanggil 3 fungsi evaluasi
- Memanggil plot_visualize

Entry point:

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Karena main() berada di dalam loop for i ..., maka untuk tiap pasien, main dipanggil dan menghasilkan output pasien tersebut.

B) Perbedaan dengan file sebelumnya hitung_evaluasi_metrik.py

Berikut perbedaan yang benar-benar “berdampak” (bukan sekadar kosmetik).

Pembandingan:

1) Scope evaluasi: banyak pasien vs satu pasien

- **File lama (hitung_evaluasi_metrik.py):** i = 104 → hanya evaluasi **1 pasien** (pasien 104).
- **File baru (hitung_evaluasi_metrik_acdc2017.py):** for i in range(101, 151) → evaluasi **50 pasien** (101–150), otomatis per pasien.

✓ Dampak: file baru menghasilkan **banyak CSV & boxplot** (setiap pasien satu set).

2) Model/eksperimen yang dievaluasi (path berbeda)

- File lama menunjuk hasil prediksi **U-Net** (terlihat dari nama CSV: ...unet... dan path folder unet diceloss).
- File baru menunjuk hasil prediksi **TransUNet** dengan konfigurasi folder transunet/msefocalctc dan nama CSV ...transunet....

✓ Dampak: file baru dipakai untuk evaluasi eksperimen/model yang berbeda.

3) Penamaan output

- File lama: metrik_evaluasi_unet_...
- File baru: metrik_evaluasi_transunet_...

4) Struktur program: loop di luar vs fokus tunggal

- File lama lebih “skrip satu kasus” (satu pasien), definisi fungsi berada di level global lalu dipanggil sekali.
- File baru: fungsi-fungsi didefinisikan **di dalam loop pasien**, lalu main() dipanggil per pasien.

📌 Dampak teknis:

- Ini valid di Python, tapi kurang efisien (fungsi didefinisikan ulang 50x).
- Namun tidak mengubah hasil akhir.

5) Isi metrik yang dihitung: sama secara inti

Keduanya sama-sama menghitung:

- IoU
- Dice
- Hausdorff Distance
- Mean Surface Distance

Dan sama-sama:

- mengubah mask PNG (255) → biner 0/1,
- melakukan evaluasi per-slice,
- menyimpan CSV per kelas,
- membuat 4 boxplot per pasien.

C) Ringkasan cepat

- `hitung_evaluasi_metrik.py` = evaluasi **U-Net** untuk **1 pasien** (contoh/cek detail).
- `hitung_evaluasi_metrik_acdc2017.py` = evaluasi **TransUNet** untuk **semua pasien test 101–150** + output CSV & boxplot per pasien.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu refactor file baru supaya:

- fungsi tidak didefinisikan berulang di dalam loop,
- ada pengecekan folder exist (biar tidak crash jika pasien tertentu belum ada output),
- pairing prediksi-GT pakai **nama slice** (lebih aman daripada hanya urutan list).

1 0 File : `hitung_f1score_2d.py`

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file `hitung_f1score_2d.py` dan saya pilah **berdasarkan blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1) Header & metadata file

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

Created on Fri May 17 21:26:53 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Menentukan encoding UTF-8.
- Metadata tanggal & author (komentar, tidak memengaruhi program).

2) Import library

```
import numpy as np
```

Fungsi:

- numpy dipakai untuk operasi array (walau di fungsi ini operasi numpy yang dipakai minimal).
- Ada baris konversi nilai yang dikomentari menggunakan `np.where`.

3) Fungsi utama: `f1_score_2d(groundtruth, predict)`

```
def f1_score_2d(groundtruth, predict):
```

Tujuan fungsi

Menghitung **F1-score (Dice/F1 untuk biner)** pada mask 2D antara:

- groundtruth (mask GT)
- predict (mask prediksi)

F1-score untuk segmentasi biner biasanya:

```
[  
F1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}  
]
```

Formula yang dipakai di kode ini ekuivalen:

```
[  
F1 = \frac{TP}{TP + 0.5(FP+FN)}  
]
```

3.1) (Dikomentari) Konversi 255→1

```
# groundtruth = np.where(groundtruth == 255, 1, 0)
```

```
# predict = np.where(predict == 255, 1, 0)
```

Maksudnya:

- Kalau input mask masih bentuk PNG biner (0 dan 255), ini mengubahnya jadi 0 dan 1.
- Karena dikomentari, fungsi ini **mengasumsikan input sudah 0/1**.

📌 Implikasi:

- Kalau kamu memasukkan mask 0/255 tanpa mengubah, perbandingan == 1 akan gagal → TP bisa jadi 0 semua → F1 salah.

3.2) Inisialisasi variabel confusion counts

```
tp = 0
```

```
fp = 0
```

```
fn = 0
```

Arti:

- tp (True Positive): GT=1, Pred=1
- fp (False Positive): GT=0, Pred=1
- fn (False Negative): GT=1, Pred=0

3.3) Print shape untuk debugging

```
print(groundtruth.shape)
```

```
print(predict.shape)
```

Tujuan:

- Debugging memastikan ukuran GT dan Pred sama (misalnya (128,128)).
- Tapi side effect: kalau dipakai batch banyak slice, console akan sangat ramai.

3.4) Loop pixel-per-pixel menghitung TP/FP/FN

```
for i in range(groundtruth.shape[0]):
```

```
    for j in range(groundtruth.shape[1]):
```

```
        try:
```

```
            if groundtruth[i][j] == 1 and predict[i][j] == 1:
```

```
                tp += 1
```

```
            elif groundtruth[i][j] == 0 and predict[i][j] == 1:
```

```
                fp += 1
```

```
            elif groundtruth[i][j] == 1 and predict[i][j] == 0:
```

```
                fn += 1
```



```
except IndexError as e:
    print(f"Error at index ({i}, {j}): {e}")
    break
```

Fungsi blok ini:

- Melakukan iterasi semua pixel 2D.
- Menambah counter berdasarkan kondisi nilai pixel.

Tentang try/except IndexError:

- Sebenarnya jika groundtruth.shape dipakai sebagai batas loop, groundtruth[i][j] aman.
- Potensi IndexError hanya jika predict lebih kecil dari groundtruth.
- Namun cara yang lebih tepat adalah **cek shape di awal** dan stop, bukan try/except di dalam loop (ini membuat loop lebih lambat).

3.5) Menghitung F1-score

```
if tp + fp + fn > 0:
    f1_score = tp / (tp + 0.5*(fp + fn))
else:
    f1_score = 0
```

Makna:

- Jika tidak ada kasus positif sama sekali (tp=fp=fn=0), F1 diset 0 agar tidak division by zero.
- Rumus yang dipakai ekuivalen dengan Dice/F1 biner:
 - o $tp / (tp + 0.5*(fp + fn)) = 2tp / (2tp + fp + fn)$

📌 Catatan interpretasi:

- Jika GT kosong dan pred kosong, banyak literatur menganggap “perfect” (F1=1), tapi kode ini mengembalikan 0 karena denom = 0.
- Ini sama pola keputusan desain seperti yang kamu pakai di dice_coefficient (versi lain).

3.6) Return hasil

```
return f1_score
```

✅ Ringkasan fungsi keseluruhan file

File ini membuat **fungsi F1-score untuk mask 2D biner** dengan cara:

1. hitung TP/FP/FN secara pixel-by-pixel,
2. gunakan rumus F1,
3. jika tidak ada foreground sama sekali → return 0.

⚠ Catatan penting / perbedaan dengan implementasi umum

1) Input harus 0/1 (karena konversi 255→1 dikomentari)

Kalau input kamu PNG hasil cv.imread(...,0) biasanya 0/255, maka perlu aktifkan baris konversi.

2) Performa lambat (loop Python dua tingkat)

Untuk gambar 128×128 mungkin masih oke, tapi kalau banyak slice/pasien, ini jauh lebih lambat daripada versi numpy-vectorized.

Versi cepat biasanya:

- `tp = np.sum((gt==1) & (pred==1)), dst.`

3) Penamaan komentar “Perhitungan IoU” keliru

Perhitungan IoU untuk gambar saat ini

Padahal yang dihitung adalah **F1-score**, bukan IoU.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu buat versi yang:

- otomatis handle 0/255 atau 0/1,
- lebih cepat (tanpa loop),
- dan bisa hitung F1 per kelas untuk multi-class segmentation.

1

File :hitung_iou_2d.py

1

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **hitung_iou_2d.py** dan saya pilah **berdasarkan blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1 Header & metadata

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

Created on Sun Jan 28 15:47:03 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Encoding UTF-8 + komentar metadata (tanggal/author).
- Tidak memengaruhi jalannya program.

2 Import library

```
from keras.metrics import MeanIoU
```

```
import numpy as np
```

Fungsi & catatan

- numpy dipakai untuk operasi array (walau implementasi IoU yang aktif tidak memakai operasi numpy yang kompleks).
- MeanIoU **diimport tetapi tidak digunakan** dalam kode aktif. Biasanya MeanIoU dipakai untuk menghitung IoU multi-class atau rata-rata IoU, tapi di sini implementasi IoU dibuat manual.

3 Fungsi utama: iou_2d(groundtruth, predict)

```
def iou_2d(groundtruth, predict):
```

Tujuan fungsi

Menghitung **Intersection over Union (IoU)** untuk **segmentasi biner 2D** antara:

- groundtruth (mask GT)
- predict (mask prediksi)

IoU (Jaccard index) untuk biner:

```
[
```

$$\text{IoU} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}$$

```
]
```

3.1) (Dikomentari) Konversi nilai 255 → 1

```
# groundtruth = np.where(groundtruth == 255, 1, 0)
```

```
# predict = np.where(predict == 255, 1, 0)
```

Maksudnya:

- Jika mask berasal dari PNG (umumnya 0 dan 255), blok ini mengubahnya ke 0 dan 1.

- Karena dikomentari, fungsi mengasumsikan input groundtruth dan predict **sudah 0/1**.

📌 Jika input masih 0/255:

- kondisi groundtruth[i][j] == 1 akan hampir selalu **False**
- IoU bisa salah (0 atau sangat kecil)

3.2) Inisialisasi confusion counts

tp = 0

fp = 0

fn = 0

Arti:

- **TP (True Positive)**: GT=1 dan Pred=1
- **FP (False Positive)**: GT=0 dan Pred=1
- **FN (False Negative)**: GT=1 dan Pred=0

3.3) (Debug) Cetak shape input

```
print(groundtruth.shape)
```

```
print(predict.shape)
```

Fungsi:

- Memastikan ukuran array sesuai.
- Tapi kalau dipakai evaluasi banyak slice/pasien, console akan sangat penuh output.

3.4) Hitung TP/FP/FN pixel-by-pixel (nested loop)

```
for i in range(groundtruth.shape[0]):
```

```
    for j in range(groundtruth.shape[1]):
```

```
        try:
```

```
            if groundtruth[i][j] == 1 and predict[i][j] == 1:
```

```
                tp += 1
```

```
            elif groundtruth[i][j] == 0 and predict[i][j] == 1:
```

```
                fp += 1
```

```
            elif groundtruth[i][j] == 1 and predict[i][j] == 0:
```

```
                fn += 1
```

```
        except IndexError as e:
```

```
            print(f"Error at index ({i}, {j}): {e}")
```

```
            break
```

Fungsi blok ini

- Loop seluruh piksel (2D).
- Tambah counter sesuai kondisi pixel.

Tentang try/except IndexError

- Error bisa terjadi kalau predict ukurannya lebih kecil dari groundtruth.
- Tetapi kalau ukuran sama, IndexError seharusnya tidak terjadi.
- Cara yang lebih bersih biasanya: cek groundtruth.shape == predict.shape di awal, lalu stop kalau beda.

📌 Kekurangan performa:

- Nested loop Python lambat dibanding operasi vektorisasi numpy.

3.5) Menghitung IoU (rumus utama)

```
if tp + fp + fn > 0:
```

```
    iou = tp / (tp + fp + fn)
```


else:

iou = 0

return iou

Makna

- Jika tidak ada foreground sama sekali ($tp=fp=fn=0$), IoU jadi tidak terdefinisi ($0/0$), maka dikembalikan 0.
- Ini keputusan desain—beberapa implementasi mengembalikan 1 untuk kasus “keduanya kosong”, tapi kode ini memilih 0.

4 Blok alternatif (dikomentari): IoU pakai `logical_and` / `logical_or`

Di bagian bawah ada implementasi yang lebih “numpy style” tapi dikomentari:

```
# intersection = np.logical_and(groundtruth, predict)
```

```
# union = np.logical_or(groundtruth, predict)
```

```
# if np.sum(union) == 0:
```

```
#     iou = 0
```

```
# else:
```

```
#     iou = np.sum(intersection) / np.sum(union)
```

```
# return iou
```

Tujuan blok ini

- Cara lebih ringkas dan biasanya lebih cepat:
 - `intersection` = area overlap
 - `union` = area gabungan
- Sama-sama butuh input biner.

✓ Ringkasan fungsi keseluruhan file

File `hitung_iou_2d.py` menyediakan fungsi:

- `iou_2d(groundtruth, predict)`
yang menghitung IoU biner 2D dengan cara:
 1. hitung TP/FP/FN secara pixel-by-pixel
 2. terapkan rumus $tp / (tp + fp + fn)$
 3. jika semua nol \rightarrow return 0

⚠ Catatan penting untuk penggunaan yang benar

1. **Pastikan input sudah biner 0/1**
 - Kalau input 0/255, aktifkan konversi yang dikomentari atau konversi sebelum memanggil fungsi.
2. **Pastikan shape sama**
 - Kalau tidak sama, IoU bisa salah atau memicu `IndexError`.
3. **Kalau dipakai massal, print shape sebaiknya dimatikan**
 - Agar evaluasi tidak “banjir log”.
4. **Bisa dipercepat dengan numpy**
 - Implementasi di komentar (`logical_and/or`) jauh lebih cepat dan sederhana.

Kalau kamu mau, aku bisa buat versi IoU yang:

- otomatis menerima input 0/255 atau 0/1,
- tanpa nested loop,
- bisa hitung IoU per kelas (multi-class) sekaligus.

1

File : hitung_mcc_2d.py

2

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **hitung_mcc_2d.py** dan saya pilah **berdasarkan blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

1 Header & metadata file

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Fri May 17 23:21:33 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Menentukan encoding UTF-8.
- Metadata tanggal dan penulis (komentar saja, tidak memengaruhi eksekusi program).

2 Import library

```
import numpy as np
```

Fungsi:

- numpy digunakan untuk operasi logika elemen-per-elemen (==, &) dan perhitungan statistik (sum, sqrt).

3 Fungsi utama: `mcc_2d(groundtruth, predict)`

```
def mcc_2d(groundtruth, predict):
```

Tujuan fungsi

Menghitung **Matthews Correlation Coefficient (MCC)** untuk **segmentasi biner 2D** antara:

- groundtruth (mask GT)
- predict (mask prediksi)

MCC adalah metrik evaluasi yang kuat untuk data **tidak seimbang (imbalanced)**, karena memperhitungkan:

- True Positive (TP)
- True Negative (TN)
- False Positive (FP)
- False Negative (FN)

Nilai MCC:

- +1 → prediksi sempurna
- 0 → prediksi acak
- -1 → prediksi sepenuhnya salah

3.1 Menghitung confusion matrix elements (TP, TN, FP, FN)

```
tp = np.sum((groundtruth == 1) & (predict == 1)).astype(np.float64)
```

```
tn = np.sum((groundtruth == 0) & (predict == 0)).astype(np.float64)
```

```
fp = np.sum((groundtruth == 0) & (predict == 1)).astype(np.float64)
```

```
fn = np.sum((groundtruth == 1) & (predict == 0)).astype(np.float64)
```

Penjelasan:

- Operasi (groundtruth == 1) & (predict == 1) menghasilkan array boolean:
 - True jika pixel benar-benar TP
- np.sum(...) menghitung jumlah pixel True
- .astype(np.float64):
 - memastikan tipe float
 - mencegah overflow integer pada perkalian besar

🔴 **Asumsi penting:**

- Input groundtruth dan predict **harus biner 0/1**
- Jika masih 0/255 (PNG), harus dikonversi dulu.

3.2) Menghitung pembilang (numerator) MCC

numerator = (tp * tn) - (fp * fn)

Ini adalah bagian atas dari rumus MCC:

```
[
\text{numerator} = TP \times TN - FP \times FN
]
```

3.3) Menghitung penyebut (denominator) MCC

denominator = np.sqrt((tp + fp) * (tp + fn) * (tn + fp) * (tn + fn) + 1e-7)

Penjelasan:

Rumus matematis penyebut MCC:

```
[
\sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN)}
]
```

- + 1e-7 (epsilon kecil):
 - mencegah pembagian nol
 - menjaga stabilitas numerik

🔴 Walaupun epsilon sudah ditambahkan, kode **tetap melakukan pengecekan denominator == 0** sebagai pengaman tambahan.

3.4) Menghindari pembagian nol

if denominator == 0:

 mcc = 0

else:

 mcc = numerator / denominator

Keputusan desain:

- Jika penyebut nol → MCC diset 0
- Alternatif di literatur:
 - kadang MCC didefinisikan 0 pada kasus tidak terdefinisi
 - keputusan ini konsisten dengan implementasi Dice & IoU di kode lain milikmu

3.5) Return nilai MCC

return mcc

✅ **Ringkasan fungsi keseluruhan file**

File ini hanya berisi **1 fungsi**:

Fungsi

Keterangan

mcc_2d(gt, pred) Menghitung Matthews Correlation Coefficient untuk mask biner 2D

⚠ **Catatan penting agar hasil benar**

1. **Pastikan input biner 0/1**
 - o Jika input PNG (0/255), konversi dulu:
 - o `gt = (gt == 255).astype(int)`
 - o `pred = (pred == 255).astype(int)`
2. **MCC cocok untuk dataset tidak seimbang**
 - o Lebih informatif daripada akurasi ketika background jauh lebih banyak daripada foreground (umum di segmentasi medis).
3. **Tidak ada loop pixel**
 - o Implementasi ini **sudah vektorisasi numpy**, jauh lebih cepat dibanding versi IoU/F1 yang memakai nested loop.

Kalau kamu mau, aku bisa:

- menggabungkan IoU, Dice, F1, MCC ke **satu modul evaluasi umum**,
- menambahkan **handling otomatis 0/255 vs 0/1**,
- atau membuat fungsi **multi-class MCC (one-vs-rest)** untuk LV/RV/MYO.

1 File :hitung_surface_distance_2d.py

3

Bahasan:

Berikut penjelasan **lengkap** isi file **hitung_surface_distance_2d.py** dan saya pilah **berdasarkan blok fungsinya** (urut sesuai kode).

Sumber kode:

❶ **Header & metadata**

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Fri May 17 21:31:12 2024

@author: ramad

```
"""
```

Fungsi blok ini:

- Encoding UTF-8 + metadata (tanggal/author).
- Tidak memengaruhi eksekusi.

❷ **Import library**

```
import numpy as np
```

```
from scipy.ndimage import morphology
```

Peran library

- **NumPy**: operasi logika array, konversi tipe, concatenate.
- **scipy.ndimage.morphology**: operasi morfologi biner dan distance transform, khususnya:
 - o `generate_binary_structure`
 - o `binary_erosion`
 - o `distance_transform_edt`

📌 Catatan: modul `scipy.ndimage.morphology` di SciPy versi baru cenderung dianggap legacy (fungsi-fungsinya dipindah/diakses juga lewat `scipy.ndimage`), tapi tetap bekerja pada banyak environment.

3 Fungsi utama `surfd(input1, input2, sampling=1, connectivity=1)`

```
def surfd(input1, input2, sampling=1, connectivity=1):
```

Tujuan fungsi

Menghitung **Surface Distance** (jarak permukaan/boundary) antara dua mask biner:

- `input1` = ground truth (atau salah satu mask)
- `input2` = prediksi (atau mask pembanding)

Outputnya adalah **daftar jarak** (array) dari permukaan mask A ke permukaan mask B dan sebaliknya.

Biasanya dari daftar jarak ini dihitung ringkasan seperti:

- mean surface distance
- median surface distance
- max surface distance
- percentile (misal 95%)

Di script evaluasi kamu, hasil `surfd` kemudian diambil rata-ratanya (`np.mean(...)`).

3.1 Konversi input ke boolean dan minimal 1D

```
input_1 = np.atleast_1d(input1.astype(bool))
```

```
input_2 = np.atleast_1d(input2.astype(bool))
```

Fungsinya:

- `astype(bool)`:
 - o semua nilai non-zero → True (foreground)
 - o 0 → False (background)
- `np.atleast_1d`:
 - o memastikan minimal berdimensi 1 (jaga-jaga jika input scalar atau bentuk tidak sesuai)

📌 Implikasi bagus:

- Fungsi ini **tidak harus input 0/1** secara ketat.
 - Selama foreground non-zero, akan dianggap True.
-

3.2 Membuat struktur konektivitas (kernel morfologi)

```
conn = morphology.generate_binary_structure(input_1.ndim, connectivity)
```

Makna:

- Membuat kernel tetangga untuk operasi morfologi sesuai dimensi data:
 - o Kalau 2D: konektivitas 1 biasanya 4-neighbor, konektivitas 2 biasanya 8-neighbor.
 - o Kalau 3D: konektivitas 1 biasanya 6-neighbor, konektivitas 2 bisa 18/26-neighbor tergantung.

Dalam konteks file ini (2D), parameter ini menentukan cara mendefinisikan “permukaan/batas”.

3.3 Ekstraksi “surface/boundary” dari masing-masing mask

```
S = np.logical_xor(input_1, morphology.binary_erosion(input_1, conn))
```

```
Sprime = np.logical_xor(input_2, morphology.binary_erosion(input_2, conn))
```

Penjelasan konsep:

- `binary_erosion(input_1, conn)` mengecilkan area foreground.
- `input_1 XOR eroded(input_1)` menghasilkan piksel yang “hilang saat erosi” → itu adalah **boundary/surface**.

Jadi:

- S = permukaan mask 1
- Sprime = permukaan mask 2

📌 Ini teknik standar untuk mengambil tepi objek pada mask biner.

3.4) Distance transform untuk menghitung jarak ke surface

```
dta = morphology.distance_transform_edt(~S, sampling)
```

```
dtb = morphology.distance_transform_edt(~Sprime, sampling)
```

Arti:

- distance_transform_edt menghitung untuk setiap pixel background, jarak Euclidean ke pixel foreground terdekat.
- Karena kita ingin jarak **ke boundary**, maka:
 - o boundary dianggap sebagai “foreground”
 - o maka kita pakai ~S (kebalikan) agar distance_transform_edt menghasilkan peta jarak yang sesuai terhadap boundary.

sampling:

- Bisa berupa:
 - o angka skalar (misal 1)
 - o atau tuple (sy, sx) untuk spacing piksel non-isotropik.
 - Ini penting kalau jarak ingin dalam satuan fisik.
-

3.5) Mengambil jarak surface A ke surface B, dan sebaliknya

```
sds = np.concatenate([dta[Sprime != 0].ravel(), dtb[S != 0].ravel()])
```

Ini bagian inti:

- dta[Sprime != 0]:
 - o ambil jarak dari semua titik boundary milik mask2 (Sprime) ke boundary mask1 (karena dta dibangun dari ~S)
- dtb[S != 0]:
 - o ambil jarak dari semua titik boundary milik mask1 (S) ke boundary mask2

Lalu digabung (concatenate) jadi satu array jarak gabungan dua arah.

📌 Hasilnya adalah daftar jarak “symmetric surface distance”.

3.6) Penanganan kasus kosong

```
if sds.size == 0:
```

```
    return 0
```

Kapan bisa kosong?

- Jika salah satu atau kedua mask tidak punya boundary (mis. mask kosong seluruhnya).
- Agar tidak error saat di-mean, fungsi mengembalikan 0.

📌 Catatan evaluasi:

- Secara definisi metrik, “kosong-kosong” kadang dianggap jarak 0 (masuk akal), tapi kalau salah satu kosong dan satu tidak, jarak seharusnya besar—di sini bisa saja tetap menghasilkan daftar jarak non-kosong tergantung kondisi boundary mana yang ada.
-

3.7) Return hasil

```
return sds
```

Output:

- Array 1D yang berisi jarak-jarak permukaan.
- Biasanya pemakai menghitung statistiknya:

- o `np.mean(sds)`
- o `np.max(sds)`
- o `np.percentile(sds, 95)`

✓ Ringkasan fungsi keseluruhan file

File ini menyediakan **1 fungsi**:

`surfd(maskA, maskB, sampling=..., connectivity=...)`

- Mencari boundary kedua mask
- Menghitung distance transform
- Mengambil jarak boundary $A \rightarrow B$ dan $B \rightarrow A$
- Mengembalikan kumpulan jarak surface distance (simetris)

⚠ Hal penting agar interpretasi benar

1. **Input sebaiknya mask biner**
 - Fungsi memang mengubah ke boolean, tapi kalau input label multi-class (0,1,2,3), semua label non-zero akan dianggap foreground jadi “kelas bercampur”.
2. **sampling penting kalau ingin jarak fisik**
 - Kalau pixel spacing bukan 1×1 , sebaiknya isi `sampling=(sy, sx)`.
3. **Return 0 saat kosong**
 - Karena fungsi kadang mengembalikan integer 0 (bukan array), pemanggil perlu hati-hati.
 - o Di kode evaluasi kamu, `np.mean(surface)` aman untuk array, tapi kalau `surface=0`, `np.mean(0)=0` masih aman.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin versi yang:

- selalu mengembalikan array (meski kosong) agar tipe konsisten,
- bisa langsung mengembalikan mean/median/hd95 (95th percentile) agar evaluasi lebih standar,
- mendukung multi-class dengan cara “one-vs-rest” per kelas.

1 File :pisah_gt_myo.py

4

Bahasan:

Menurut sebuah dokumen dari **Thu Mar 28 2024** (sesuai header file), script **`pisah_gt_myo.py`** dipakai untuk **memisahkan (extract) kelas Myocardium (MYO)** dari mask ground truth multiclass (PNG) menjadi **mask biner (0/255)** lalu menyimpannya ke folder khusus `gt_myo`.

Di bawah ini penjelasan **lengkap dan dipilah per blok fungsinya**.

1) Header & Import Library

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import os
```

Fungsi blok ini:

- **cv2**: baca mask PNG grayscale (`cv.imread`) dan simpan hasil mask biner (`cv.imwrite`)
- **numpy**: cari nilai unik kelas pada mask (`np.unique`), buat mask biner (`np.where`)
- **os**: akses folder (`os.listdir`), join path, ambil waktu modifikasi file (`os.path.getmtime`)

2) Konfigurasi Path Input & Output

`direktori_gt = ".../groundtruth/"`

`simpan_gt_myo = ".../gt_myo/"`

Fungsi blok ini:

- `direktori_gt`: folder berisi **groundtruth mask** (PNG) yang masih **belum dipisah per kelas**
- `simpan_gt_myo`: folder tujuan untuk menyimpan **mask myocardium** hasil pemisahan

📌 Catatan: script ini **tidak membuat folder output** (`os.makedirs`) — jadi folder `gt_myo` harus sudah ada, kalau tidak `cv.imwrite` bisa gagal menyimpan.

3) Fungsi Sorting Berdasarkan Waktu Modifikasi

```
def get_mask_modification_time(item):
```

```
    item_path = os.path.join(direktori_gt, item)
```

```
    return os.path.getmtime(item_path)
```

Tujuan blok ini:

- Mengambil **timestamp modifikasi terakhir** dari tiap file mask.
- Dipakai sebagai key untuk sorting supaya urutan file mengikuti urutan perubahan/penyimpanan file di OS.

📌 Ini berbeda dari sorting “nama file”; kalau kamu butuh urutan slice berdasarkan angka/filename, pendekatan ini bisa kurang stabil.

4) Fungsi Inti: `pisah_kelas_myo(sorted_masks)`

```
def pisah_kelas_myo(sorted_masks):
```

```
    for filenames in sorted_masks:
```

```
        if filenames.endswith('.png'):
```

```
            file_path = os.path.join(direktori_gt, filenames)
```

```
            mask = cv.imread(file_path, 0)
```

```
            unique_values = np.unique(mask)
```

4.1 Loop semua file PNG

- Mengiterasi list `sorted_masks`
- Hanya memproses file yang berekstensi `.png`
- Membaca mask sebagai grayscale (0) sehingga mask adalah array 2D berisi nilai kelas.

4.2 Debug nilai unik

```
print("Unique values in the mask:", unique_values)
```

- Untuk memastikan kelas apa saja yang muncul pada mask itu (misalnya `[0, 1, 2]` atau `[0, 1, 2, 3]`).

4.3 Logika pemilihan “kelas MYO” berdasarkan jumlah nilai unik

```
if len(unique_values) == 3:
```

```
    kelas_target = np.where(mask == unique_values[1], 255, 0).astype(np.uint8)
```

```
elif len(unique_values) == 4:
```

```
    kelas_target = np.where(mask == unique_values[2], 255, 0).astype(np.uint8)
```

```
else:
```

```
    kelas_target = np.zeros_like(mask)
```

Ini inti pemisahan kelasnya.

Maknanya:

- Jika mask hanya punya **3 nilai unik** (contoh umum: `[0, 1, 2]`):
 - script menganggap kelas target = `unique_values[1]` (nilai unik ke-2)
- Jika mask punya **4 nilai unik** (contoh umum: `[0, 1, 2, 3]`):
 - script menganggap kelas target = `unique_values[2]` (nilai unik ke-3)

- Selain itu, hasilnya dibuat **mask kosong** (semua 0)

🔴 Interpretasi yang tersirat:

- Script ini mencoba “menebak” kelas myocardium berdasarkan **jumlah kelas yang muncul** pada slice tersebut.
- Karena pada sebagian slice bisa saja hanya muncul 2 struktur (misal RV tidak tampak), maka jumlah nilai unik bisa 3; pada slice lain bisa 4.

⚠️ Risiko penting:

- Ini **bergantung pada urutan unique_values**, bukan mapping kelas yang eksplisit (mis. MYO selalu label 2).
- Kalau encoding mask kamu berubah (mis. nilai 85/170/255) atau urutan label tidak sesuai asumsi, maka MYO bisa **tertukar** dengan kelas lain.

4.4 Menentukan nama output & menyimpan hasil

```
base = os.path.splitext(filenamees)[0]
```

```
name_file_mask = os.path.join(simpan_gt_myocard, str(base) + ".png")
```

```
cv.imwrite(name_file_mask, kelas_target)
```

- Nama file output **sama dengan input** (hanya memastikan ekstensi .png)
- Disimpan ke folder gt_myocard
- Isi output adalah mask biner: **255 untuk kelas target**, 0 untuk background.

4.5 Logging selesai

```
print(f"Citra {filenamees} sudah diproses\n")
```

```
...
```

```
print("Proses Resize Citra mask Myocardium Sudah Selesai \n")
```

Catatan: teks “Resize” di print, tapi script ini **tidak melakukan resize**—hanya pemisahan kelas dan penyimpanan mask biner.

5) Fungsi main() (Alur Eksekusi Utama)

```
def main():
```

```
    get_masks = os.listdir(direktori_gt)
```

```
    sorted_masks = sorted(get_masks, key=get_mask_modification_time)
```

```
    pisah_kelas_myocard(sorted_masks)
```

Fungsi blok ini:

1. Mengambil semua nama file dalam direktori_gt
2. Mengurutkan file berdasarkan **waktu modifikasi**
3. Memanggil proses pemisahan kelas MYO

6) Entry Point

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

Artinya: saat file dijalankan langsung, main() dieksekusi.

Kalau kamu ingin versi yang lebih “aman”

Dari sisi akurasi, biasanya lebih aman kalau MYO ditentukan eksplisit, misalnya:

- kalau ACDC standard label: MYO = 2 → mask == 2
daripada menebak dari unique_values[1] atau [2].

Kalau kamu kasih tahu “label MYO itu angka berapa” di dataset PNG-mu (mis. 2 atau 170), aku bisa bantu tuliskan versi script yang lebih robust (tanpa risiko tertukar).

1 File :predict_trans_unet.py

5

Bahasan:

GAMBARAN UMUM SCRIPT

Script ini digunakan untuk:

Melakukan prediksi segmentasi citra jantung 2D fase ED menggunakan model TransUNet, kemudian menyimpan hasil prediksi dalam:

- citra prediksi gabungan (visualisasi)
- mask biner per kelas:
 - o Right Ventricle (RV)
 - o Myocardium (MYO)
 - o Left Ventricle (LV)

Script ini adalah **script inferensi**, bukan training.

BLOK 1 — HEADER & IMPORT LIBRARY

```
from keras.models import load_model
import cv2 as cv
import os
import numpy as np
import glob
import re
...
import tensorflow as tf
...
from tensorflow.image import extract_patches
from tensorflow.nn import depth_to_space
```

Fungsi blok ini

Menyiapkan **semua dependensi** yang diperlukan untuk:

- membaca & menyimpan citra (cv2)
- manipulasi array (numpy)
- pencarian file dataset (glob, os)
- ekstraksi ID pasien (re)
- memuat model deep learning (keras, tensorflow)
- mendefinisikan **custom layer TransUNet / Swin Transformer**

🔴 Kenapa import-nya sangat banyak?

Karena **model TransUNet menggunakan banyak custom layer** yang **HARUS** didefinisikan ulang saat **inferensi**, kalau tidak `load_model()` akan gagal.

BLOK 2 — KONFIGURASI PATH DATASET

```
direktori_citra = ".../Data Test Resize 128 ED/"
direktori_prediksi_ed = ".../Hasil Predict Versi 2/transunet/focalctc/"
```

Fungsi

- direktori_citra
→ lokasi **citra ED 2D** yang akan diprediksi (resize 128×128)
- direktori_prediksi_ed
→ folder utama untuk menyimpan **hasil prediksi**

Struktur input yang diasumsikan:

Pasien 101/images/Pasien101_1_ed.png

BLOK 3 — FUNGSI UTILITAS WAKTU MODIFIKASI FILE

```
def get_image_modification_time(item):
```

Fungsi

Mengambil waktu modifikasi file (os.path.getmtime).

🔴 Catatan penting

- Fungsi ini **TIDAK dipakai** di alur utama script
- Kemungkinan sisa eksperimen lama (sorting berdasarkan waktu)

Aman untuk dihapus jika ingin merapikan kode.

BLOK 4 — CUSTOM LAYER: PATCH EXTRACT

```
class patch_extract(Layer):
```

Fungsi

Mengubah feature map CNN menjadi **patch-token** (ViT style).

Cara kerja

Input:

(B, H, W, C)

Output:

(B, N_patch, patch_dim)

Teknik:

- tf.image.extract_patches
- setiap patch → satu token transformer

🔴 Ini adalah **fondasi Vision Transformer / TransUNet**.

BLOK 5 — CUSTOM LAYER: PATCH EMBEDDING

```
class patch_embedding(Layer):
```

Fungsi

- Mengubah patch menjadi **embedding vektor**
- Menambahkan **positional embedding**

Tanpa ini:

- Transformer **tidak tahu posisi spasial patch**
-

BLOK 6 — PATCH MERGING (DOWNSAMPLING)

```
class patch_merging(tf.keras.layers.Layer):
```

Fungsi

- Menggabungkan 4 patch tetangga
- Resolusi ↓, channel ↑

Perannya mirip:

- pooling / encoder U-Net
-

BLOK 7 — PATCH EXPANDING (UPSAMPLING)

```
class patch_expanding(tf.keras.layers.Layer):
```

Fungsi

- Upsampling token
- Menggunakan depth_to_space (pixel shuffle)
- Kebalikan patch_merging

Perannya mirip:

- decoder / upsampling U-Net

BLOK 8 — SWIN TRANSFORMER UTILITIES

8.1 Window Partition & Reverse

```
def window_partition(...)
```

```
def window_reverse(...)
```

Fungsi

- Memecah feature map menjadi **window kecil**
- Attention dilakukan **lokal**, lebih efisien

8.2 Drop Path (Stochastic Depth)

```
class drop_path(Layer):
```

Fungsi

- Regularisasi
- Mematikan jalur residual secara acak (saat training)

Saat inferensi:

- tidak berdampak signifikan

8.3 MLP Block

```
class Mlp(tf.keras.layers.Layer):
```

Fungsi

Blok standar transformer:

Dense → GELU → Dropout → Dense → Dropout

8.4 Window Attention

```
class WindowAttention(tf.keras.layers.Layer):
```

Fungsi

- Self-attention dalam window
- Menggunakan **relative position bias**
- Mendukung shifted window

Ini inti dari **Swin Transformer**.


8.5 SwinTransformerBlock

```
class SwinTransformerBlock(tf.keras.layers.Layer):
```

Fungsi

Blok transformer lengkap:

1. LayerNorm
2. Window Attention
3. Residual
4. LayerNorm
5. MLP
6. Residual

 Ini adalah **otak utama model**.

BLOK 9 — CUSTOM ACTIVATION: GELU & SNAKE

```
class GELU(Layer)
```

```
class Snake(Layer)
```


Fungsi

- **GELU** → aktivasi smooth (umum di transformer)
- **Snake** → aktivasi periodik (menangkap detail tekstur)

📌 Karena **bukan aktivasi standar Keras**, harus didefinisikan ulang saat load model.

BLOK 10 — FUNGSI MEMBUAT STRUKTUR FOLDER OUTPUT

```
def membuat_direktori_2d_ed_prediksi(id_pasien, path_direktori):
```

Fungsi

Membuat struktur folder:

Prediksi Pasien/

```
├── Pasien X/
│   ├── citra prediksi
│   ├── prediksi right ventricel
│   ├── prediksi myocardium
│   └── prediksi left ventricel
```

📌 Tanpa ini `cv.imwrite()` bisa gagal.

BLOK 11 — FUNGSI INTI PREDIKSI

```
def prediksi_citra(imgs, model):
```

Ini adalah **blok TERPENTING**.

11.1 Loop citra input

- Ambil ID pasien dari nama file (regex)
 - Buat folder output pasien
-

11.2 Preprocessing citra

```
img = cv.imread(img_path, 0)
train_images = np.repeat(img[...], np.newaxis, 3, axis=-1)
```

Kenapa?

- Model TransUNet dilatih dengan **input 3-channel**
 - Padahal citra medis grayscale → perlu direplikasi
-

11.3 Inferensi model

```
prediction = model.predict(test_img_input)
predicted_img = np.argmax(prediction, axis=3)[0,:,:]
```

Hasil:

(H, W) dengan label {0,1,2,3}

11.4 Simpan mask gabungan (visualisasi)

```
predicted_img_norm = (predicted_img / predicted_img.max()) * 255
```

📌 **HANYA UNTUK VISUALISASI**, bukan evaluasi numerik.

11.5 Simpan mask per kelas

Kelas	Label	Output
-------	-------	--------

RV	1	binary PNG
----	---	------------

MYO	2	binary PNG
-----	---	------------

LV	3	binary PNG
----	---	------------

Jika kelas tidak muncul → simpan citra kosong (0).

BLOK 12 — FUNGSI MAIN

```
def main():
```

Alur

1. Definisikan custom_objects
 2. Load model TransUNet (compile=False)
 3. Ambil semua citra ED
 4. Jalankan prediksi
-

BLOK 13 — ENTRY POINT

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

RINGKASAN ALUR KESELURUHAN

Load model TransUNet

↓

Load citra ED 2D

↓

Grayscale → 3 channel

↓

Inferensi per slice

↓

Argmax → label map

↓

Simpan:

- mask gabungan
 - RV
 - MYO
 - LV
-

CATATAN KRITIS (PENTING)

1. **Mask gabungan (0–255) jangan dipakai untuk evaluasi**
2. Evaluasi IoU/Dice/HD harus pakai **mask biner per kelas**
3. Custom layer WAJIB didefinisikan saat load model
4. Jika `predicted_img.max() == 0`, normalisasi bisa error (division by zero) → perlu guard

1

File : predict_unet_2d.py

6

Bahasan:

GAMBARAN UMUM SCRIPT

Script ini berfungsi untuk:

Melakukan prediksi segmentasi citra jantung 2D (fase ED) menggunakan model U-Net,
kemudian **menyimpan hasil prediksi** dalam bentuk:

- citra prediksi gabungan (label → grayscale)
- citra biner per kelas:

- o Right Ventricle (RV)
- o Myocardium (MYO)
- o Left Ventricle (LV)

Script ini adalah **script inferensi (testing)**, bukan training.

BLOK 1 — HEADER & IMPORT LIBRARY

```
from keras.models import load_model
import cv2 as cv
import os
import numpy as np
import glob
import re
```

Fungsi blok ini

Menyiapkan library yang dibutuhkan untuk:

Library	Fungsi
load_model	Memuat model U-Net terlatih
cv2	Baca & simpan citra PNG
numpy	Manipulasi array & masking
glob	Mengambil daftar file citra
os	Manajemen folder
re	Ekstraksi ID pasien dari nama file



LabelEncoder dan to_categorical **di-import tapi tidak digunakan** → sisa eksperimen lama, aman dihapus.

BLOK 2 — KONFIGURASI PATH DATASET

```
direktori_citra = ".../Data Test Resize 128 ED/"
direktori_prediksi_ed = ".../Hasil Predict 2D versi 3/unet/msefocalctc/"
```

Fungsi

- direktori_citra
→ lokasi citra **test ED 2D** (ukuran 128×128)
- direktori_prediksi_ed
→ folder utama tempat menyimpan **hasil prediksi U-Net**

Struktur input yang diasumsikan:

Pasien 101/images/Pasien101_1_ed.png

BLOK 3 — FUNGSI UTILITAS (TIDAK DIPAKAI)

```
def get_image_modification_time(...)
def get_mask_modification_time(...)
def get_predict_modification_time(...)
```

Fungsi

Mengambil waktu modifikasi file (os.path.getmtime).



Catatan penting

- Ketiga fungsi ini **tidak pernah dipanggil**
- direktori_mask dan direktori_prediksi bahkan **tidak didefinisikan**

- Ini sisa kode lama, tidak memengaruhi prediksi

➡ Aman dihapus jika ingin merapikan kode.

BLOK 4 — PEMBUATAN STRUKTUR DIREKTORI OUTPUT

```
def membuat_direktori_2d_ed_prediksi(id_pasien, path_direktori):
```

Fungsi

Membuat struktur folder output **per pasien**:

Prediksi Pasien/

└─ Pasien <id>/

└─┬─ citra prediksi/

└─┬─ prediksi right ventricle/

└─┬─ prediksi myocardium/

└─┬─ prediksi left ventricle/

Kenapa ini penting?

- cv.imwrite() akan gagal jika folder belum ada
 - exist_ok=True → aman walau folder sudah dibuat sebelumnya
-

BLOK 5 — FUNGSI INTI PREDIKSI U-NET

```
def prediksi_citra(imgs, model):
```

Ini adalah **blok TERPENTING** dalam script.

5.1 Loop semua citra input

```
for img_path in imgs:
```

- imgs berisi daftar semua citra ED
 - Diproses satu per satu (slice-wise)
-

5.2 Ekstraksi ID pasien dari nama file

```
match = re.search(r'Pasien(\d+)_', ...)
```

Fungsi

Mengambil nomor pasien (misalnya 101) dari nama file:

Pasien101_1_ed.png

Jika gagal → file dilewati.

5.3 Pembuatan folder output pasien

```
membuat_direktori_2d_ed_prediksi(...)
```

Menjamin semua folder penyimpanan tersedia sebelum menyimpan hasil prediksi.

5.4 Preprocessing citra (KHUSUS U-NET)

```
img = cv.imread(img_path, 0)
```

```
test_images = np.expand_dims(img_array, axis=-1)
```

```
test_images = test_images / 255.0
```

Penjelasan

- Baca citra **grayscale**
- Tambah **channel = 1**
- Normalisasi ke **[0–1]**

📌 **Berbeda dengan Trans-UNet**

U-Net ini **dilatih dengan input 1 channel**, bukan 3 channel.

5.5 Penyiapan input batch

```
test_img_input = np.expand_dims(test_img_norm, 0)
```

Shape akhir input:

```
(1, 128, 128, 1)
```

Ini **wajib** agar sesuai input model.predict().

5.6 Eksekusi prediksi U-Net

```
prediction = model.predict(test_img_input)
```

```
predicted_img = np.argmax(prediction, axis=3)[0,:,:]
```

Penjelasan

- prediction → probabilitas kelas per pixel
- argmax → memilih kelas dengan probabilitas tertinggi

Output:

(128, 128) dengan label:

0 = background

1 = RV

2 = MYO

3 = LV

📌 **Inilah titik prediksi U-Net benar-benar terjadi**

5.7 Normalisasi untuk visualisasi

```
predicted_img_norm = (predicted_img / predicted_img.max()) * 255
```

📌 **Catatan KRITIS**

- Ini **hanya** untuk visualisasi
 - **JANGAN** dipakai untuk evaluasi IoU/Dice
-

5.8 Penyimpanan hasil prediksi

a) Citra prediksi gabungan

```
cv.imwrite(name_file_predict, predicted_img_uint8)
```

b) Mask biner per kelas

Kelas	Label	Output
RV	1	predicted_img == 1
MYO	2	predicted_img == 2
LV	3	predicted_img == 3

Jika suatu kelas **tidak muncul**, disimpan citra kosong (semua 0)

→ **format output konsisten untuk evaluasi**

BLOK 6 — FUNGSI MAIN

```
def main():
```

Alur utama

1. Load model U-Net:

```
model = load_model(..., compile=False)
```

2. Ambil semua citra ED:


```
glob.glob(direktori_citra + '*/images/Pasien*_*_ed.png')
```

3. Jalankan prediksi:

```
prediksi_citra(list_img_ed_2d, model)
```

🔴 compile=False → cukup untuk inferensi

BLOK 7 — ENTRY POINT

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

Menandakan script dijalankan langsung.

RINGKASAN ALUR KERJA

Load model U-Net

↓

Load citra ED (grayscale)

↓

Normalisasi & reshape

↓

```
model.predict()
```

↓

argmax → label map

↓

Simpan:

- citra prediksi
- RV
- MYO
- LV

CATATAN TEKNIS PENTING (KRITIS)

1. **Input 1 channel** → khas U-Net
2. **Mask gabungan hanya untuk visualisasi**
3. **Evaluasi IoU/Dice harus pakai mask biner**
4. Jika `predicted_img.max() == 0`, normalisasi bisa error → sebaiknya ditambahkan guard

1

File : slice3dto2d.py

7

Bahasan:

GAMBARAN UMUM SCRIPT

Script ini berfungsi untuk:

Mengubah data citra jantung 3D (format NIFTI .nii/.nii.gz) menjadi citra 2D (PNG)

untuk **fase ED dan ES**, lalu melakukan **resize ke 128×128**, dan (khusus testing ED)

memisahkan ground truth menjadi kelas RV, MYO, dan LV.

Script ini adalah **fondasi dataset 2D** yang nantinya dipakai oleh:

- `predict_unet_2d.py`
- `predict_trans_unet.py`
- script evaluasi (Dice, IoU, HD, Surface Distance)

BLOK 1 — HEADER & IMPORT LIBRARY

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import os
import nibabel as nib
import glob
import re
```

Fungsi blok ini

Menyiapkan library utama:

Library	Fungsi
nibabel	Membaca data MRI 3D (.nii, .nii.gz)
cv2	Normalisasi, resize, simpan PNG
numpy	Manipulasi array & masking
glob	Mengambil daftar file
os	Manajemen direktori
re	Ekstraksi nomor pasien

BLOK 2 — KONFIGURASI PATH DATASET

```
dataset_path = ".../testingACDC17_baru/"
```

Direktori utama

- **Input 3D (NiftI)**
 - testingACDC17_baru/patientXXX_frameXX.nii.gz
- **Output 2D per pasien**
 - o ED → Data 2D/ED/Data Per Pasien Testing 2D/
 - o ES → Data 2D/ES/Data Per Pasien Testing 2D/
- **Output resize 128×128**
 - o ED → Data 2D/ED/
 - o ES → Data 2D/ES/

BLOK 3 — FUNGSI PEMBUATAN DIREKTORI (UTILITY)

3.1 membuat_direktori_2d_ed()

Membuat struktur dasar ED:

Pasien X/

```
|— images/
|— groundtruth/
```

Dipakai untuk:

- slicing 3D → 2D (ED)

3.2 membuat_direktori_2d_ed_testing()

Versi khusus testing ED, lebih lengkap:

Pasien X/

```
|— images/
|— groundtruth/
|— groundtruth right ventricel/
|— groundtruth myocardium/
|— groundtruth left ventricel/
```

Dipakai untuk:

- testing
- evaluasi per kelas (RV, MYO, LV)

3.3 membuat_direktori_2d_es()

Struktur sederhana ES:

Pasien X/

```
├── images/
└── groundtruth/
```

BLOK 4 — SLICE 3D → 2D FASE ED

```
def slice_ed(list_img_ed, list_mask_ed):
```

Fungsi utama

Mengubah **volume MRI 3D ED** menjadi **sekumpulan citra 2D slice-wise**.

Alur kerja

1. Loop tiap pasien (enumerate(..., start=101))
2. Load citra & GT:
3. imgs = nib.load(img_path).get_fdata()
4. masks = nib.load(mask_path).get_fdata()
5. Ambil jumlah slice:
6. num_slices = imgs.shape[2]
7. Loop setiap slice:
 - o Ambil irisan axial
 - o Normalisasi ke 0–255
 - o Konversi ke uint8
8. Simpan:
9. PasienX_sliceY_ed.png
10. PasienX_sliceY_ed_gt.png

📌 Output tahap ini:

- Data 2D **belum resize**
- Masih resolusi asli MRI

BLOK 5 — SLICE 3D → 2D FASE ES

```
def slice_es(list_img_es, list_mask_es):
```

Perbedaan dengan ED

- Citra dan GT **diproses terpisah**
- Loop pertama → citra
- Loop kedua → ground truth

📌 Digunakan jika:

- ingin memisahkan proses citra & GT ES
- kontrol lebih fleksibel

BLOK 6 — RESIZE DATA TRAIN ED (128×128)

```
def resize_img_ed(sorted_imgs, sorted_masks):
```

Fungsi

- Resize citra & GT ED ke **128×128**
- Interpolasi GT: INTER_NEAREST (WAJIB agar label tidak rusak)

Output:

Data Train Resize 128 ED/

└─ images/
└─ groundtruth/

BLOK 7 — RESIZE DATA TRAIN ES (128×128)

def resize_img_es(sorted_imgs, sorted_masks):

Identik dengan ED, hanya beda fase (ES).

BLOK 8 — RESIZE DATA TESTING ED + PEMISAHAN KELAS

def resize_img_ed_test(sorted_imgs, sorted_masks):

INI BLOK PALING PENTING UNTUK TESTING & EVALUASI

Alur kerja

1. Ekstrak **nomor pasien** dari nama file
2. Buat folder testing ED lengkap (dengan RV/MYO/LV)
3. Resize citra & mask ke 128×128
4. Cek nilai unik mask:
5. `unique_values = np.unique(mask_resize)`

Pemisahan kelas berdasarkan intensitas

Nilai mask Kelas

85 RV

170 MYO

255 LV

kelas1 = mask_resize == 85

kelas2 = mask_resize == 170

kelas3 = mask_resize == 255

Disimpan sebagai **mask biner 0/255**.

📌 Ini **krusial** agar:

- evaluasi Dice / IoU per kelas valid
- konsisten dengan output model

BLOK 9 — FUNGSI MAIN (PIPELINE EKSEKUSI)

def main():

Tahapan pipeline

1. Ambil daftar file 3D:
 - o ED → frame01
 - o ES → selain frame01
2. (Opsional, dikomentari)
 - o `slice_ed()`
 - o `slice_es()`
3. Ambil daftar slice 2D
4. (Opsional)
 - o `resize train ED / ES`
5. **Eksekusi aktif:**
6. `resize_img_ed_test(...)`



Artinya:

Script ini **saat ini dipakai untuk menyiapkan DATA TESTING ED.**

BLOK 10 — ENTRY POINT

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

RINGKASAN ALUR DATA KESELURUHAN

MRI 3D (.nii)



Slice axial → PNG 2D



Resize 128×128



Pisah ground truth:

RV / MYO / LV



Siap untuk:

- prediksi U-Net / Trans-UNet
 - evaluasi Dice / IoU / HD
-

CATATAN TEKNIS PENTING (KRITIS)

1. **Normalisasi GT ke 0–255**
 - o Aman karena konsisten
 - o Tapi label numerik asli hilang (tidak masalah untuk PNG)
2. **Resize GT wajib INTER_NEAREST**
 - o Sudah benar ✓
3. **Pemisahan kelas berbasis intensitas**
 - o HARUS konsisten dengan data asli ACDC
4. **Script ini adalah fondasi**
 - o Jika salah di sini → semua hasil prediksi & evaluasi ikut salah

1

File :split_data.py

8

Bahasan:

GAMBARAN UMUM SCRIPT

Script ini digunakan untuk:

Membagi dataset citra ke dalam folder Training dan Validation secara otomatis berdasarkan **rasio tertentu (90% : 10%)**, dengan struktur folder yang rapi dan konsisten. Biasanya script ini dipakai **sebelum training model** (U-Net, Trans-UNet, CNN, dsb).

BLOK 1 — HEADER FILE

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

Created on Wed Feb 14 09:36:55 2024

@author: ramad

"""

Fungsi

- Menandai encoding file (utf-8)
- Metadata waktu pembuatan & penulis
- Tidak memengaruhi eksekusi kode

BLOK 2 — IMPORT LIBRARY

import splitfolders

Fungsi

Mengimpor library **splitfolders**, yang digunakan untuk:

- membagi dataset berbasis folder
- mempertahankan struktur subfolder kelas

📌 Library ini sangat cocok untuk:

- dataset klasifikasi citra
- dataset segmentasi (images / masks)
- dataset dengan banyak kelas

BLOK 3 — KONFIGURASI PATH DATASET

input_folder = '../Dataset Olah Pertama/'

output_folder = '../Dataset Olah Kedua/Citra Asli/'

Fungsi

Menentukan:

- **input_folder** → lokasi dataset awal (belum terbagi)
- **output_folder** → lokasi dataset hasil split

📌 Struktur input biasanya seperti:

Dataset Olah Pertama/

```
|— kelas_1/
|— kelas_2/
|— kelas_3/
```

BLOK 4 — PROSES SPLIT DATASET

```
splitfolders.ratio(
    input_folder,
    output=output_folder,
    seed=42,
    ratio=(.90, .10),
    group_prefix=None
)
```

Fungsi Utama

Melakukan **pembagian dataset secara otomatis**.

Penjelasan Parameter


Parameter	Fungsi
input_folder	Folder sumber dataset
output	Folder tujuan hasil split
seed=42	Seed random agar split reproducible
ratio=(.90, .10)	90% train, 10% validation

group_prefix=None Tidak mengelompokkan file berdasarkan prefix

Struktur Output yang Dihasilkan

Setelah dijalankan, folder output akan berisi:

Citra Asli/



📌 Struktur kelas tetap terjaga

Setiap kelas di-split secara proporsional.

BLOK 5 — CATATAN PENTING (BERDASARKAN KOMENTAR KODE)

To only split into training and validation set, set a tuple to `ratio`, i.e, `(.8, .2)`

Penjelasan

- Jika ingin:
 - o **Train + Validation** → (train_ratio, val_ratio)
 - o **Train + Validation + Test** → (train, val, test)

Contoh:

ratio=(0.7, 0.2, 0.1)

PERAN SCRIPT INI DALAM PIPELINE KAMU

Script ini biasanya dijalankan **SEBELUM**:

- training U-Net / Trans-UNet
- training CNN / Vision Transformer
- data augmentation

Pipeline umum:

Dataset mentah

↓

splitfolders (train / val)

↓

Training model

↓

Prediksi & evaluasi

KELEBIHAN MENGGUNAKAN splitfolders

- ✓ Otomatis
 - ✓ Reproducible (seed)
 - ✓ Struktur kelas konsisten
 - ✓ Tidak perlu script manual
-

CATATAN TEKNIS PENTING

1. Pastikan jumlah data cukup

- o Kelas kecil bisa jadi sangat sedikit di validation
- 2. **Segmentasi (image-mask)**
 - o Jika images & masks terpisah → split **harus konsisten**
- 3. **Seed jangan diubah**
 - o Agar hasil training bisa direproduksi

RINGKASAN SINGKAT

Import splitfolders

↓

Tentukan folder input & output

↓

Split dataset (90% train, 10% val)

↓

Dataset siap untuk training

1
9

File : test_gambar.py

Bahasan:

GAMBARAN UMUM SCRIPT

Script ini memiliki 3 tujuan utama:

1. **Melakukan prediksi segmentasi citra jantung 3D (ED) menggunakan model U-Net 3D**
2. **Mengonversi hasil prediksi dan ground truth menjadi citra 2D per slice**
3. **Menghitung metrik evaluasi (Dice & Hausdorff Distance) untuk kelas Myocardium**

Script ini **bukan hanya prediksi**, tetapi **end-to-end pipeline evaluasi**:

Data 3D → Prediksi → Slice 2D → Simpan → Hitung metrik → Simpan CSV

BLOK 1 — HEADER & IMPORT LIBRARY

```
from keras.models import load_model
import numpy as np
import random
from matplotlib import pyplot as plt
import os
import cv2 as cv
from hausdorff.hausdorff import hausdorff_distance
from hitung_dice_2d import dice_coefficient
import csv
```

Fungsi blok ini

Menyiapkan seluruh dependensi:

Library	Fungsi
keras.load_model	Memuat model U-Net 3D
numpy	Manipulasi array 3D/2D
matplotlib	Menyimpan slice sebagai PNG
cv2	Membaca citra hasil prediksi
hausdorff_distance	Menghitung Hausdorff Distance
dice_coefficient	Menghitung Dice Score

csv

Menyimpan hasil evaluasi

📌 Script ini **fokus pada evaluasi Myocardium**, bukan semua kelas.

BLOK 2 — KONFIGURASI PATH DATASET

direktori_citra_ed
direktori_gt_ed
simpan_prediksi_ed
simpan_gt_ed
direktori_prediksi_ed_myocardium
direktori_gt_ed_myocardium
simpan_csv

Fungsi

Menentukan **lokasi data**:

Path	Isi
direktori_citra_ed	Data citra 3D ED (.npy)
direktori_gt_ed	Ground truth 3D ED (.npy)
simpan_prediksi_ed	Output prediksi 2D
simpan_gt_ed	Output GT 2D
direktori_prediksi_ed_myocardium	Mask Myo prediksi
direktori_gt_ed_myocardium	Mask Myo GT
simpan_csv	File hasil evaluasi

BLOK 3 — FUNGSI SORTING BERDASARKAN WAKTU FILE

get_image_modification_time
get_mask_modification_time
get_predict_myocardium_modification_time
get_gt_myocardium_modification_time

Fungsi

Mengambil **timestamp file** untuk:

- memastikan urutan slice **sinkron** antara prediksi & ground truth

📌 Ini penting agar:

slice ke-n prediksi dibandingkan dengan slice ke-n ground truth

BLOK 4 — PEMBUATAN STRUKTUR DIREKTORI

4.1 Ground Truth

membuat_direktori_gt()

Struktur:

Pasien X/

├── Groundtruth Keseluruhan
└── Groundtruth Myo

📌 Hanya Myocardium yang dipakai untuk evaluasi.

4.2 Prediksi

membuat_direktori_prediksi()

Struktur:

Pasien X/

- |— Predict Keseluruhan
- |— Predict RV
- |— Predict Myo
- |— Predict LV

BLOK 5 — SLICE GROUND TRUTH 3D → 2D

def slice_gt(mask_ed):

Fungsi

- Membaca GT 3D .npy
- Mengambil argmax kelas
- Menyimpan setiap slice sebagai PNG

Proses:

1. Load GT 3D
2. $\text{argmax}(\text{axis}=3) \rightarrow \text{label map}$
3. Loop slice:
 - o simpan GT keseluruhan
 - o simpan **GT Myocardium (label = 2)**

📌 Ini **menyiapkan ground truth 2D** untuk evaluasi.

BLOK 6 — PREDIKSI U-NET 3D (ED)

def prediksi_ed(img_ed, model):

Fungsi inti prediksi model

Alur:

1. Load citra 3D .npy
2. Tambah dimensi batch
3. `model.predict()`
4. $\text{argmax}(\text{axis}=4) \rightarrow \text{label 3D}$
5. Loop slice:
 - o simpan prediksi keseluruhan
 - o simpan prediksi RV
 - o simpan prediksi Myo
 - o simpan prediksi LV

📌 Inilah **bagian utama yang menjalankan U-Net 3D**.

BLOK 7 — PERHITUNGAN METRIK EVALUASI

def hitung_evaluasi_metrik(imgs, masks):

Fungsi

Menghitung **Dice Score & Hausdorff Distance** untuk **kelas Myocardium**.

Proses detail

1. Buka file CSV
2. Loop pasangan prediksi & GT
3. Baca citra PNG
4. Konversi ke biner:
 - o $255 \rightarrow 1$

- o lainnya $\rightarrow 0$
- 5. Hitung:
 - o dice_coefficient
 - o hausdorff_distance
- 6. Simpan hasil per slice ke CSV
- 7. Hitung & simpan **rata-rata**

📌 Evaluasi **slice-wise**, bukan volume-wise.

BLOK 8 — FUNGSI MAIN (PIPELINE EKSEKUSI)

def main():

Alur yang AKTIF:

1. Load model U-Net 3D
2. Ambil daftar citra & GT
3. Sort berdasarkan timestamp
4. Ambil prediksi Myo & GT Myo
5. Hitung evaluasi metrik

Alur yang DIKOMENTARI:

- prediksi_ed()
- slice_gt()

Artinya:

Script ini saat dijalankan **hanya menghitung evaluasi**, bukan prediksi ulang.

BLOK 9 — ENTRY POINT

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

BLOK 10 — KODE EKSPERIMEN (DIKOMENTARI)

Bagian akhir berisi:

- visualisasi slice
- debugging prediksi
- perbandingan GT vs prediksi

📌 Tidak dieksekusi, hanya untuk analisis manual.

RINGKASAN FUNGSI UTAMA PER BLOK

Blok	Fungsi
Import	Persiapan library
Path	Konfigurasi dataset
Sorting	Sinkronisasi slice
Prediksi	U-Net 3D inference
Slice	3D \rightarrow 2D
Evaluasi	Dice & Hausdorff
Output	CSV hasil

CATATAN TEKNIS PENTING (KRITIS)

1. **Evaluasi hanya Myocardium**
2. **Argmax dilakukan pada axis kelas**

3. Sinkronisasi file sangat penting
4. Dice & Hausdorff dihitung per slice
5. CSV menggunakan delimiter ;

KESIMPULAN

Script ini adalah **pipeline evaluasi U-Net 3D ED ACDC 2017**, yang:

- memprediksi citra 3D
- mengekstrak slice 2D
- mengevaluasi Myocardium dengan Dice & Hausdorff
- menyimpan hasil numerik ke CSV

Jika kamu mau, saya bisa:

- menyederhanakan script ini menjadi **modular**
- mengubah evaluasi menjadi **3 kelas (RV, MYO, LV)**
- menjelaskan **alur matematis Dice & Hausdorff**
- membandingkan versi **2D vs 3D**

Tinggal bilang mau lanjut ke bagian mana 👍

2
0

File : distances.py

Bahasan:

GAMBARAN UMUM KODE

File ini berisi **implementasi berbagai fungsi perhitungan jarak (distance metrics)** antar dua vektor numerik menggunakan **Numba JIT** agar **sangat cepat dieksekusi**.

Fungsi-fungsi ini umum dipakai untuk:

- pengukuran jarak antar titik / fitur
- evaluasi berbasis boundary (Hausdorff, surface distance)
- komputasi numerik intensif (loop besar)

BLOK 1 — IMPORT LIBRARY

import numba

import numpy as np

from math import sqrt, pow, cos, sin, asin

Fungsi masing-masing import

Library

Fungsi

numba Just-In-Time compilation (mempercepat loop Python)

numpy Operasi numerik dasar

math Fungsi matematika presisi tinggi

🔗 Kenapa Numba dipakai?

Karena perhitungan jarak sering dilakukan **jutaan kali** (misalnya antar boundary pixel), Python murni akan lambat.

BLOK 2 — DECORATOR NUMBA JIT

Semua fungsi memakai:

@numba.jit(nopython=True, fastmath=True)

Arti parameter

Parameter

Arti

nopython=True Kode dikompilasi penuh ke machine code (tanpa Python interpreter)

fastmath=True Mengizinkan optimasi floating-point agresif

📌 Konsekuensi:

- ⚡ Sangat cepat
- ⚠ Sedikit kompromi presisi numerik (aman untuk jarak)

BLOK 3 — MANHATTAN DISTANCE (L1)

```
def manhattan(array_x, array_y):
```

Fungsi matematis

```
[  
d(x,y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|  
]
```

Cara kerja

- Loop setiap dimensi
- Hitung selisih absolut
- Jumlahkan semua selisih

Karakteristik

- Sensitif terhadap perbedaan absolut
- Banyak dipakai di:
 - grid-based distance
 - image processing

BLOK 4 — EUCLIDEAN DISTANCE (L2)

```
def euclidean(array_x, array_y):
```

Fungsi matematis

```
[  
d(x,y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}  
]
```

Cara kerja

- Hitung selisih kuadrat per dimensi
- Jumlahkan
- Akar kuadrat di akhir

Karakteristik

- Jarak geometris standar
- Digunakan di:
 - Hausdorff Distance
 - Surface Distance
 - clustering

📌 Ini jarak paling umum untuk evaluasi segmentasi.

BLOK 5 — CHEBYSHEV DISTANCE (L[∞])

```
def chebyshev(array_x, array_y):
```

Fungsi matematis


```
[
d(x,y) = \max_i |x_i - y_i|
]
```

Cara kerja

- Hitung selisih absolut
- Ambil nilai maksimum

Karakteristik

- Mengukur **perbedaan terburuk**
- Dipakai untuk:
 - o bounding box
 - o toleransi error maksimum

BLOK 6 — COSINE DISTANCE

```
def cosine(array_x, array_y):
```

Fungsi matematis

```
[
d(x,y) = 1 - \frac{x \cdot y}{|x| |y|}
]
```

Cara kerja

1. Hitung dot product
2. Hitung norma masing-masing vektor
3. Hitung cosine similarity
4. Konversi ke cosine distance

Karakteristik

- Mengukur **arah**, bukan magnitudo
- Umum dipakai untuk:
 - o feature embedding
 - o text/image similarity

🔴 **Tidak umum untuk evaluasi mask**, tapi berguna untuk feature-based analysis.

BLOK 7 — HAVERSINE DISTANCE (GEODESIC)

```
def haversine(array_x, array_y):
```

Fungsi matematis

Menghitung **jarak permukaan bumi** antara dua titik latitude–longitude.

```
[
d = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{a})
]
```

Cara kerja

- Konversi derajat → radian
- Terapkan rumus haversine
- Gunakan radius bumi R = 6378 km

Karakteristik

- Khusus data geografis
- Tidak relevan langsung untuk citra medis

🔴 Kemungkinan hanya bagian dari library umum jarak.

BLOK 8 — STRUKTUR INPUT & OUTPUT

Input semua fungsi


```
array_x = np.array([...])
array_y = np.array([...])
```

- Panjang **harus sama**
- Biasanya:
 - o [x, y] (2D)
 - o [x, y, z] (3D)

Output

- float
- Nilai jarak sesuai metrik

BLOK 9 — PERAN FILE INI DALAM PIPELINE KAMU

Dalam konteks **ACDC + evaluasi segmentasi**, fungsi ini biasanya dipakai oleh:

- **Hausdorff Distance**
- **Surface Distance**
- **Boundary-based metric**

Contoh:

Boundary GT pixel ↔ Boundary Pred pixel

↓

euclidean()

↓

min / max / mean

🚫 **Dice / IoU TIDAK memakai file ini**

(karena Dice & IoU berbasis area, bukan jarak).

RINGKASAN FUNGSI PER METRIK

Fungsi	Jenis	Umum dipakai untuk
manhattan	L1	grid distance
euclidean	L2	Hausdorff, surface
chebyshev	L^∞	worst-case
cosine	angular	feature similarity
haversine	geodesic	koordinat bumi

CATATAN TEKNIS PENTING (KRITIS)

1. **Semua fungsi dioptimasi Numba**
2. **Input harus numeric & fixed shape**
3. **Tidak ada pengecekan error**
 - o array beda panjang → crash
4. **Presisi floating-point dikompromikan**
 - o aman untuk evaluasi

KESIMPULAN

File ini adalah **modul utilitas jarak berperforma tinggi**, dirancang untuk:

- komputasi jarak intensif
- evaluasi boundary
- dipanggil berulang kali dalam loop besar

la **tidak berdiri sendiri**, tetapi menjadi **fondasi metrik seperti Hausdorff dan Surface Distance**.

	<p>Jika kamu mau, saya bisa:</p> <ul style="list-style-type: none">• menjelaskan bagaimana fungsi ini dipakai di Hausdorff Distance• mengaitkan langsung ke script evaluasi kamu• membandingkan Euclidean vs Hausdorff vs Surface Distance• menuliskan contoh visual 2D jarak boundary <p>Tinggal bilang mau lanjut ke mana 👍</p>
--	--